

ボックスB

個数	モデル (ミリ仕様)	仕様
4	40 (M-40)	標準ロッド、14 in.、1/4-20ネジ穴
2	340-RC (M-340-RC)	ロッドクランプ、直径1.5 in.モデル40、41、および45用、1/4-20
1	300-P (M-300-P)	ロッドプラットフォーム、機械加工された3つのマウント面
2	34 (M-34)	回転プラットフォーム、任意の角度でコンポーネントをマウント
1	600A-2R	精密キネマティック光学マウント、直径2.0 in.、SM-13マイクロメータ
2	625-RC2	ミラーロッドマウント、直径2.0 in.、調整ノブ
2	20D04ER.2	広帯域金属ミラー、Pyrex製、直径50.8 mm、1/2、480~20,000 nm

発注のご案内

モデル (ミリ仕様)	内容	Price
MK-2 (M-MK-2)	光学機器セット、標準サイズコンポーネント	¥1,003,000

ポスト&ベースセット

Organized Posts and Bases Set



MK-3 (M-MK-3)

このセットに含まれている各製品の詳細については個々の製品記載ページをご参照下さい。

- 最もポピュラーなポストとポストホルダをまとめたセット
- ラベルと保管キャビネット付き
- 選び抜かれた各製品 - 研究室の新しいプロジェクト用として保管が容易

MK-3セットの内容

個数	モデル (ミリ仕様)	仕様
2	B-05A	ステンレススチール製スロットベース、移動範囲0.68 in.
2	B-1A	ステンレススチール製スロットベース、移動範囲0.68 in.
2	B-2SA	ステンレススチール製スロットベース、移動範囲1 in.
3	BC-5 (M-BC-5)	高さ可変式ベースクランプ、ショート、1/4-20タップ穴
5	PS-2 (M-PS-2)	ペDESTALポスト、高さ2.0 in. (50.8 mm)、直径1.0 in.、8-32ネジ穴
3	PS-3 (M-PS-3)	ペDESTALポスト、高さ3.0 in. (76.2 mm)、直径1.0 in.、8-32ネジ穴
2	PS-4 (M-PS-4)	ペDESTALポスト、高さ4.0 in. (101.6 mm)、直径1.0 in.、8-32ネジ穴
12	PS-F	クランピングフォーク、1/4-20 (M6) 通し穴×1.0 in.スロット、1.0 in. (25.4 mm) 径ポスト
4	PS-0.125	スペーサ、厚さ0.125 in.、直径1 in.、8-32 (M4) 通し穴
4	PS-0.25	スペーサ、厚さ0.250 in.、直径1 in.、8-32 (M4) 通し穴
2	PS-SC (M-PS-SC)	スライディングクランプ、1.0 in.径ペDESTALポスト、8-32ネジ穴
2	SP-2 (M-SP-2)	標準ポスト、直径0.5 in.×2 in.、8-32および1/4-20タップ穴
1	SPV-2 (M-SPV-2)	ValuMax光学ポスト、直径0.5 in.×2 in.、8-32および1/4-20タップ穴
2	SP-3 (M-SP-3)	標準ポスト、直径0.5 in.×3 in.、8-32および1/4-20タップ穴
1	SPV-3 (M-SPV-3)	ValuMax光学ポスト、直径0.5 in.×3 in.、8-32および1/4-20タップ穴
2	VPH-2 (M-VPH-2)	標準ポストホルダ、高さ2 in.、0.5 in.径ポスト、1/4-20ネジ穴
1	VPHV-2 (M-VPHV-2)	ValuMaxポストホルダ、2 in.
2	VPH-3 (M-VPH-3)	標準ポストホルダ、高さ3 in.、0.5 in.径ポスト、1/4-20ネジ穴
1	VPHV-3 (M-VPHV-3)	ValuMaxポストホルダ、3 in.

発注のご案内

モデル (ミリ仕様)	仕様	Price
MK-3 (M-MK-3)	ポストおよびベースセット	¥69,200