

レンズ&フィルタホルダセット

Organized Lens and Filter Holder Set



MK-4

- 最もポピュラーなレンズ/フィルタマウントをまとめたセット
- ラベルと保管キャビネット付き
- 研究室の新しいプロジェクト用として保管が容易

このセットに含まれている各製品の詳細については個々の製品記載ページをご参照下さい。

MK-4セットの内容

| 個数 | モデル | 内容 |
|----|--------|--|
| 1 | ALM-1A | ユニバーサルXYアジャスト式レンズマウント、直径12.7~35.0 mm、軸高1.0 in. (25.4 mm) |
| 2 | FH-1S | ドロップイン式フィルタホルダ、1.0 in. (25.4 mm) 円形または角型 |
| 2 | FH-2S | ドロップイン式フィルタホルダ、2.0 in. (50.8 mm) 円形または角型 |
| 1 | LH1-1R | 光学部品用ホルダセル、直径1.0 in. (25.4 mm)、LM1-R |
| 1 | LM1-R | セルマウント、LH1セル用 |
| 1 | LP-2A | XYZ eXeYレンズポジショナ、直径2.0 in.、軸高3.0 in. |
| 1 | CYH-2 | シリンダリカルレンズホルダ、0.75~1.0x2.0 in.レンズ、1.78 in.開口 |
| 2 | LH-1 | 固定レンズマウント、直径1.0 in. (25.4 mm)、軸高1.0 in. |
| 2 | LH-2 | 固定レンズマウント、直径2.0 in. (50.8 mm)、軸高1.5 in. |
| 1 | LH-OBJ | 顕微鏡対物レンズホルダ、軸高1.0 in. |

発注のご案内

| モデル | 内容 | Price |
|------|----------------|----------|
| MK-4 | レンズ/フィルタホルダセット | ¥159,000 |

ミラーマウントセット

Organized Mirror Mount Set



MK-5 (M-MK-5)

- 最もポピュラーなミラーマウントをまとめたセット
- 選び抜かれた各製品 - 研究室の新しいプロジェクト用として保管が容易
- ラベルと保管キャビネット付き

安価タイプのVIZIXマウントから特許所有の切欠き型ULTIMAマウント、超安定のSUPREMAステンレススチールマウントまでの全タイプを取り揃えたミラーマウントのセットです。また、キューブ、薄型光学部品、およびミラーを45°にマウントするためのアクセサリも取り揃えております。1 in.ミラーをしっかりと保持し、精密に調整します。オフセットギンバルも付属しています。

このセットに含まれている各製品の詳細については個々の製品記載ページをご参照下さい。

MK-5セットの内容

| 個数 | モデル (ミリ仕様) | 内容 |
|----|---------------------------|---|
| 6 | V100 | VIZIXセンターミラーマウント、直径1.0 in.、ノブアクチュエータ×2 |
| 6 | SS100-F2KN (M-SS100-F2KN) | SUPREMAミラーマウント、直径1.0 in.、調整ノブ×2、前面から装着、8-32 |
| 6 | U100-A2K | U100-A2K精密クリアエッジミラーマウント、直径1.0 in.、ロック機能付き調整ノブ×2 |
| 8 | SN100-F2KN (M-SN100-F2KN) | SUPREMAクリアエッジミラーマウント、直径1.0 in.、調整ノブ×2、8-32 |
| 2 | UPA-45D1 | 1 in. (25.4 mm) 45°ミラーホルダ |
| 2 | UPA-CH1 | キューブビームスプリッタホルダ、1 in.、U100Aマウント用 |
| 2 | UPA-PUZ1 | オフセットギンバルアダプタ、1 in.、U100-Aマウント用 |
| 2 | UPATO | 1 in. (25.4 mm) 薄型光学部品ホルダ |

発注のご案内

| モデル | 内容 | Price |
|---------------|---------------------|----------|
| MK-5 (M-MK-5) | ミラーマウント アクセサリセット | ¥363,000 |