

## LTEシリーズ 光遮蔽エンクロージャー Light Tight Enclosure



- 光にセンシティブな用途で使用できる軽量HDPEブロックパネル
- 埃、音量ノイズ、温度勾配、光から機器を守る
- 光学テーブル、ブレッドボードに直接マウント
- 組み立てられていない状態でエンクロージャーの全部品を発送・パネルを含む
- 特注サイズ対応

### LTEシリーズ光遮蔽エンクロージャー

モデルLTEシリーズエンクロージャーを使用すれば、音響ノイズや埃からテーブル上のオプティクスを守り、再生光の明るさを高め、長時間の照射を可能とし、さらにはレーザー光の必要パワーを低減させることができます。標準的な2 x 4フィートおよび2 x 2フィートエンクロージャーは、厚さ1/4インチ（6.4 mm）のHDPEブラックサイドパネルと、押し出し成型されたレールシステムを組み合わせて作られた高さ16インチの光遮蔽ボックスです。このエンクロージャーの天井部は磁石で取り付けられており、簡単に取り外すことができますので、何物にも遮られず素早く内部で作業することができます。この2 x 4フィート x 高さ4フィートのエンクロージャーは、4枚のHDPEブラックサイドパネルで構成されています。天井部のHDPEパネルは、磁石で取り付けられていますので、簡単に取り外すことができます。組み立てられていない状態でエンクロージャーの全部品を発送しておりますが、30分以内に組み立てることができます。

### 発注のご案内

Model	Description
LTE-22	光遮蔽エンクロージャー、高さ25 x 25 x 16 in.
LTE-24	光遮蔽エンクロージャー、高さ25 x 48 x 16 in.
LTE-24-4	光遮蔽エンクロージャー、高さ25 x 48 x 48 in.

LTD80シリーズの詳細は、弊社のエンジニアにお問い合わせください。