

ERS97耐震固定具

ERS97 Earthquake Restraints



ERS97

* テーブルと脚は別売となります。

ERS97耐震固定具は、統一建築基準法の2312条（米国）への適合が認定されています。ERS97は、1Gの加速度（最大2000ポンドのテーブルおよび装置の重量）に十分に耐え、転倒や設置位置からの移動を防止します。更に、固定具は現場で簡単に後付け可能であり、テーブルの性能に影響を与えません。

発注のご案内

| ERS97-NH | |
|---------------|-------------|
| 1セットの 固定脚数 | 固定脚高さ (インチ) |
| 1 | 28 |
| 3 | 23.5 |
| 4 | 22 |
| | 19.5 |
| | 16 |
| | 13.5 |
| | 10 |

| モデル | 内容 |
|-------------|---------------------|
| ERS97-110 | 耐震固定具、高さ10インチ、数量1 |
| ERS97-113.5 | 耐震固定具、高さ13.5インチ、数量1 |
| ERS97-116 | 耐震固定具、高さ16インチ、数量1 |
| ERS97-119.5 | 耐震固定具、高さ19.5インチ、数量1 |
| ERS97-122 | 耐震固定具、高さ22インチ、数量1 |
| ERS97-123.5 | 耐震固定具、高さ23.5インチ、数量1 |
| ERS97-128 | 耐震固定具、高さ28インチ、数量1 |
| ERS97-310 | 耐震固定具、高さ10インチ、数量3 |
| ERS97-313.5 | 耐震固定具、高さ13.5インチ、数量3 |
| ERS97-316 | 耐震固定具、高さ16インチ、数量3 |
| ERS97-319.5 | 耐震固定具、高さ19.5インチ、数量3 |
| ERS97-322 | 耐震固定具、高さ22インチ、数量3 |
| ERS97-323.5 | 耐震固定具、高さ23.5インチ、数量3 |
| ERS97-328 | 耐震固定具、高さ28インチ、数量3 |
| ERS97-410 | 耐震固定具、高さ10インチ、数量4 |
| ERS97-413.5 | 耐震固定具、高さ13.5インチ、数量4 |
| ERS97-416 | 耐震固定具、高さ16インチ、数量4 |
| ERS97-419.5 | 耐震固定具、高さ19.5インチ、数量4 |
| ERS97-422 | 耐震固定具、高さ22インチ、数量4 |
| ERS97-423.5 | 耐震固定具、高さ23.5インチ、数量4 |
| ERS97-428 | 耐震固定具、高さ28インチ、数量4 |