


パワーメータキャリブレーションサービス

Optical Power Meter Calibration Services



Newportの全ての測定器は、ANSI/NCSL Z540-1-1994に準拠して較正され、本カタログの中に公開されている仕様に適合しております。1936-C/2936-Cシリーズ、1928-Cシリーズ、1918-C、1916-C、および842 PE等のNewportの新しく発売された全ての測定器には、レガシーパワーメータ同様、CALオプション付きで注文され、較正証明書、全較正データ（較正前および較正後）、較正を実施する際に使用された全設備のリスト、および次回較正日を特定した較正ステッカーが付属しています。再較正は、新しい装置の較正と同じプロセスで行い、同じ書面（上記を参照）が付属しています。この較正は、ディテクタ較正サービスとは関係なく実施されます。Newportでは、12か月ごとの再較正を推奨しています。

発注のご案内

モデル	内容	Price
PMRCAL-G	841/842PE、1916-Cパワーメータ再較正	¥46,600
PMRCAL	パワーメータ再較正、841/842-PEおよび1916-Cを除きます。	¥39,900
RCAL-10	較正が失効した(1年以上) 818シリーズディテクタ用のBNCからDB15ディテクタアダプタ	¥37,100



全てのメータには、適合証明書または較正証明書のどちらかが添付されます。

Newportの測定器を御使用頂いているお客様で、その再較正をご希望の場合、ご返送いただく前に、返送承認番号を取得する必要があります。