

スパナレンチ

Spanner Wrench



- 穴またはスロット付リテーニングリングを締める/緩めるときに使用
- 0.25 - 2インチ (6.35 - 50.8mm) 径光学部品用のマウントに適合
- 操作の簡単な小型サイズ


コンパクトなデザインのこのスパナレンチは、ほとんどの光学システムで周囲のコンポーネントを妨げることなくリテーニングリングを調整できます。6.35～50.8 mm径の光学部品のマウントに使用できるよう最適化されており、リテーニングリングの穴またはスロットのいずれかに適合します。超小型のリテーニングリングには、先端のブレードが使用できます。

発注のご案内

モデル	内容
SW-OM	小型スパナレンチ、直径6.35から50.8mmのオプティックス



Model SW-OM



CAD CADファイルについては、
弊社までお問合せください。