


# 光源用カップリングリング

## Coupling Rings for Light Sources



カップリングリング








- 同じフランジサイズの2部品を接続
- 異なるフランジサイズの2部品を接続
- CマウントアクセサリをOriell®フランジ部品に接続
- 簡単な接続により漏洩防止

### ダブルオス型リングおよびダブルメス型リング

ダブルオス型リングは、メス型フランジをもつ2部品を接続します。止めネジタイプと簡単接続タイプの2タイプのカップリングリングを提供しています。

### Cマウントアクセサリ

メス型またはオス型のCマウントアクセサリを弊社の1.5インチシリーズメス型フランジに接続できるようにするアダプタも提供しています。



### 発注のご案内

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。

モデル	内容	Price
77829	光源カップリングリング、1.5インチシリーズ、ダブルメス型、止めネジ	¥7,200
77791	光源カップリングリング、1.5インチシリーズ、ダブルメス型、簡単接続	¥15,800
77792	光源カップリングリング、1.5インチシリーズ、ダブルオス型、止めネジ/簡単接続	¥9,800
77790	フランジ変換器、1.5インチシリーズ、メス型止めネジからメス型簡単接続	¥15,800
78816	フランジ変換器、1.5インチシリーズ、オス型Cフランジからメス型	¥15,800
78818	フランジ変換器、1.5インチシリーズ、メス型Cフランジからメス型	¥18,600
66294	光源カップリングリング、2インチシリーズ、ダブルメス型、止めネジ	¥19,200
66291	光源カップリングリング、3インチシリーズ、ダブルメス型、止めネジ	¥20,200
66298	光源カップリングリング、2インチシリーズ、ダブルオス型、止めネジ	¥28,500
66293	光源カップリングリング、3インチメス型から2インチメス型、止めネジ	¥26,300