

## アクセサリ

モデル	内容	Price
77670	フェルルールコンバータ、SMA終端器から11mm規格フェルルール	¥5,700
77675	フェルルールコンバータ、ST終端器から11mm規格フェルルール	¥7,200

**WEB** 詳細は当社のWebサイトを参照してください。

**Oriel**  
INSTRUMENTS  
A Newport Corporation Brand

## ビームプローブ用フィルタホルダ

### Filter Holder for Beam Probes



- ファイバオプティクス間でフィルタを保持
- フィルタを簡単、迅速に挿入および離脱

ビームプローブおよびファイババンドルを搭載した77805簡単交換フィルタホルダ

この製品は、平行光プローブ、フォーカスビームプローブまたはイメージングビームプローブ（Oriel® ビームプローブについてはP262をご覧ください）のいずれか2つの間に、直径2.0インチ（50.8 mm）のフィルタおよび正方形フィルタを厚さ最大0.5インチ（12.7 mm）まで保持できる万能なデバイスです。フィルタは横入れ式になっており、プランジャで飛び出しますので取り外しが簡単です。つまみネジで定位置に固定できるカバーが光の漏れを防ぎます。7124アダプタを使用すれば、直径1.0インチ（25.4 mm）のフィルタをこのフィルタホルダに搭載することができます。

### 発注のご案内

モデル	内容	Price
77805	Orielビームプローブ用簡単交換フィルタホルダ	¥58,900
7124	フィルタアダプタ、1インチフィルタから71260ホルダ	¥12,100

**WEB** 詳細は当社のWebサイトを参照してください。