

発注のご案内

モデル	仕様	Price
68950	光強度コントローラおよびデジタルタイマ、RS-232	¥364,000
68945*	デジタル照射タイマ、10 msから9999時間まで、10 ms刻み	¥183,000
68952	リサーチハウジング用アダプタキット	¥31,800
68954	アダプタキット、Qシリーズハウジング、付属品：フィルタホルダおよびビームアッテネータ	¥39,500
44645	直径1.0 inの5°ウェッジ付基板、BK7ガラス	¥21,700
44899	直径1.0 inの5°ウェッジ付基板、フェーズドシリカ	¥26,600
71594	光学ホルダ、ロッドマウント、1 in	¥11,600
68955	リモートスイッチ、押ボタン	¥12,900
7123	フランジマウントセル、1.5インチシリーズ、厚さ1 x 0.38 in、有効開口0.8 in	¥9,300
68842	制御ケーブル、光強度コントローラから68840重水素電源装置へ	¥9,000

*こちらは、光強度コントローラまたは光線量制御を必要とされないお客様用のスタンドアロンタイプのデジタルタイマです。68950光強度コントローラにはこのデジタルタイマが付属しています。

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。

フランジマウントセル Flange Mounted Cells



フランジマウントセル

このシンプルなマウントは、一端に1.5インチシリーズメス型フランジ、他端にオス型フランジを備えています。弊社の光源、モノクロメータおよびその他のフランジ付機器の入射口および射出口に光学アクセサリを接続するのに最適です。

止めネジ型および簡単接続型

頻繁に解体する用途には、簡単接続モデルのご使用をお勧めしています。こちらは、工具を使用しなくてもオス型フランジ付部品にスナップ式に着脱することができます。止めネジモデルは、3つの止めネジを使用してオス型フランジに接続します。いずれのタイプも光漏れを防ぐようになっています。

- 漏洩のない光路を形成
- 安価な止めネジモデルおよび便利な簡単接続モデル
- さまざまなセルを多段接続




図1. Oriel®フランジマウントセルの図

発注のご案内

モデル	仕様	Price
7123	フランジマウントセル、1.5インチシリーズ、厚さ1 x 0.38 in、有効開口0.8 in	¥9,300
71306	フランジマウントセル、1.5インチシリーズ、厚さ1 in x 0.38 in、有効開口0.8 in、簡単接続	¥14,500
6195	フランジ付レンズホルダ、1.5インチシリーズ	¥10,400
6213	フランジマウントセル、1.5インチシリーズ、直径2 in x 0.94 inのオプティクス、有効開口1.5 in	¥19,400

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。