

これらのレンズアセンブリは、集光レンズから出る平行ビームをフォーカスすることで、焦点距離の位置にアークおよびフィラメントの像を作り出します。この製品は、平凸レンズおよびフランジ付レンズホルダで構成されています。焦点距離の異なるレンズをマウ

ントする際にも、このレンズホルダだけを外して使用することができます。ここではフューズドシリカ製レンズのみをご紹介します。弊社の赤外光源用の赤外レンズアセンブリもご利用いただけます。詳細は技術営業部までご連絡ください。

発注のご案内

レンズアセンブリ

| モデル | 仕様 | Price |
|-------|---|----------|
| 6196 | フォーカスレンズアセンブリ、1.5インチシリーズ、焦点距離2 in、F/1.5、有効開口1.3 in | ¥56,900 |
| 6197 | フォーカスレンズアセンブリ、1.5インチシリーズ、焦点距離3 in、F/2.3、有効開口1.3 in | ¥50,400 |
| 6198 | フォーカスレンズアセンブリ、1.5インチシリーズ、焦点距離4 in、F/3.1、有効開口1.3 in | ¥50,400 |
| 6199 | フォーカスレンズアセンブリ、1.5インチシリーズ、焦点距離6 in、F/4.6、有効開口1.3 in | ¥50,400 |
| 6200 | フォーカスレンズアセンブリ、1.5インチシリーズ、焦点距離8 in、F/6.2、有効開口1.3 in | ¥50,400 |
| 66110 | フォーカスレンズアセンブリ、1.5インチシリーズ、焦点距離2 in (2エレメント)、F/1、有効開口1.3 in | ¥90,700 |
| 6217 | フォーカスレンズアセンブリ、2インチシリーズ、焦点距離3 in、F/1.7、有効開口1.8 in | ¥72,100 |
| 6218 | フォーカスレンズアセンブリ、2インチシリーズ、焦点距離4 in、F/2.2、有効開口1.8 in | ¥72,100 |
| 6219 | フォーカスレンズアセンブリ、2インチシリーズ、焦点距離6 in、F/3.3、有効開口1.8 in | ¥72,100 |
| 6220 | フォーカスレンズアセンブリ、2インチシリーズ、焦点距離8 in、F/4.4、有効開口1.8 in | ¥72,100 |
| 6231 | フォーカスレンズアセンブリ、3インチシリーズ、焦点距離4 in、F/1.5、有効開口2.7 in | ¥145,000 |
| 6235 | フォーカスレンズアセンブリ、3インチシリーズ、焦点距離8 in、F/3、有効開口2.7 in | ¥145,000 |
| 6232 | フォーカスレンズアセンブリ、3インチシリーズ、焦点距離6 in、F/2.2、有効開口2.7 in | ¥145,000 |
| 6236 | フォーカスレンズアセンブリ、3インチシリーズ、焦点距離10 in、F/3.7、有効開口2.7 in | ¥145,000 |


レンズホルダ

| モデル | 内容 | Price |
|------|------------------------|---------|
| 6195 | フランジ付レンズホルダ、1.5インチシリーズ | ¥10,400 |
| 6222 | フランジ付レンズホルダ、2インチシリーズ | ¥10,400 |
| 6237 | フランジ付レンズホルダ、3インチシリーズ | ¥16,800 |

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。

光源用スペーサチューブ

Spacer Tubes for Light Sources



単純接続スペーサチューブ

これらのフランジ付チューブは、離れた機器間のビーム光路を遮蔽します。弊社では止めネジタイプと単純接続タイプをご用意しております。比較的安価な止めネジタイプの方が、光の密閉性能が劣ります。弊社のフランジシステムの詳細はP1376を参照してください。

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。

- 高出力ビームを安全に遮蔽
- 光路の延長用に有効

発注のご案内

| モデル | 仕様 | Price |
|-------|--------------------------|---------|
| 7130 | 1.5インチシリーズ、長さ25 mm、止めネジ | ¥12,100 |
| 71301 | 1.5インチシリーズ、長さ25 mm、単純接続 | ¥24,600 |
| 7129 | 1.5インチシリーズ、長さ50 mm、止めネジ | ¥12,100 |
| 71302 | 1.5インチシリーズ、長さ50 mm、単純接続 | ¥24,600 |
| 71303 | 1.5インチシリーズ、長さ75 mm、単純接続 | ¥39,200 |
| 7132 | 1.5インチシリーズ、長さ100 mm、止めネジ | ¥16,800 |
| 71304 | 1.5インチシリーズ、長さ100 mm、単純接続 | ¥23,000 |