


# Orielファイババンドル用フェルール

## Ferrules for Oriel Fiber Bundles

**Oriel**  
INSTRUMENTS  
A Newport Corporation Brand



ファイババンドル用11 mm標準フェルール

- SMAおよびST終端をOriel標準11 mmバンドルに変換
- 紛失したOrielファイババンドル用フェールの交換用

ほとんどのOrielファイババンドルは、11 mmフェルールを使用しています。バンドルの外部直径を共通化することで結合および位置決めをシンプルにしています。ここでご紹介しているフェルールを使用して、紛失したフェルールを置き換えることもできますし、シングルコアファイバのSMAまたはST終端を11 mmに変換することもできます。

### Orielファイババンドル用11 mmフェルール

これらの標準ファイバオプティックフェルールは、ファイババンドルの先端に止めネジを使用して取り付けられるアルミニウムシリンダです。Newportで販売しているほとんどのOrielファイバオプティックバンドルに欠かせない部品となっています。これにより、Newportのバンドルはすべて外部直径11 mm (0.44インチ) に統一されています。そのおかげで、すべてのバンドルで共通のホルダおよびポジションを使用することができます。このフェルールを単体でご用意しておりますので、お客様のファイババンドルに取り付けることも、紛失したフェールの代用としてご使用いただくこともできます。

### SMAおよびST終端シングルファイバ用11 mmフェルール

77670および77675フェルールは、それぞれ、外部直径が11 mmとなっており、SMAまたはSTで終端されています。そのため、適切に終端されたシングルファイバであればどれも、幅広く取り揃えたNewportのファイババンドルホルダおよびポジションと組み合わせて使用することができます。




図1 77670および77675フェールの寸法図

## 発注のご案内

モデル	内容	Price
77640	ファイババンドルフェルール、11 mm、内側直径0.16 in.、長さ0.38 in.	¥2,100
77641	ファイババンドルフェルール、11 mm、内側直径0.18 in.、長さ0.38 in.	¥2,100
77642	ファイババンドルフェルール、11 mm、内側直径0.18 in.、長さ0.48 in.	¥2,100
77663	ファイババンドルフェルール、11 mm、内側直径0.16 in.、長さ0.48 in.	¥2,100
77665	ファイババンドルフェルール、11 mm、内側直径0.20 in.、長さ0.38 in.	¥2,100
77666	ファイババンドルフェルール、11 mm、内側直径0.25 in.、長さ0.48 in.	¥2,100
77667	ファイババンドルフェルール、11 mm、内側直径0.31 in.、長さ0.48 in.	¥2,100
77664	ファイババンドルフェルール、11 mm、カスタム内側直径、長さ0.38 in.	¥10,200
77670	フェルールコンバータ、SMA終端から11 mm標準フェルール	¥5,700
77675	フェルールコンバータ、ST終端から11 mm標準フェルール	¥7,200

## 仕様

モデル	A Inch (mm)	B Inch (mm)
77640	0.16 (4.1)	0.38 (9.65)
77641	0.18 (4.6)	0.38 (9.65)
77642	0.18 (4.6)	0.48 (12.2)
77663	0.16 (4.1)	0.48 (12.2)
77665	0.20 (5.0)	0.38 (9.65)
77666	0.25 (6.4)	0.48 (12.2)
77667	0.31 (8.0)	0.48 (12.2)
77664	Up to 0.31 (8.0)	0.38 (9.65)