


クロスローラベアリング直進ステージ

Crossed Roller Bearing Translation Stages

[V] New Focus™
A Newport Corporation Brand



Model 9066-XYZ-PPN


- クロスローラベアリング：スムーズで高精度なポジショニング
- セット位置を確実に保持できる高い安定性
- ドライバキットで簡単にシステム構築

Picomotor™アクチュエータとクロスローラベアリングステージを組合わせて、光学用途により適したリモートコントロールシステムを作成できます。

ご注文の際には、Picomotorアクチュエータを使用したモータ駆動軸は「P」を、手動のマイクロメータ駆動軸は「N」をそれぞれモデル名に付記してご指定ください。例えばModel 9066-XY-PNIは、X軸はモータ駆動、Y軸は手動となります。必要なクランプ、ブラケット、ベースプレートは全て付属していますので、すぐに組み立てられます。ただし若干の組立作業が必要です。

このクロスローラベアリングモータ駆動ステージの動作は、スムーズで正確ですので、ファイバアライメントやレーザーシステムにおける安定性の高いポジショニングのような、非常に厳密な光学アライメントに最適です。熱整合性の高い硬化スチール製ステージです。クロスローラベアリングと高精度なリファレンス面により、正確な直線移動をお約束します。

Picomotorアクチュエータの駆動・操作には、別売りのドライバキットが便利です。Model 8763-KIT 3軸Pico™ドライバキットは、ネットワークコントローラとドライバから成るキットで、最高3個のPicomotorアクチュエータを個々に操作できます（モデル8753 iPicoドライバモジュールを最高30台まで追加して稼働軸数を増やせます）。



Model 9066-XY-PP

モデル	モータ駆動軸	移動量 [in. (mm)]	最小移動量、 直線 (nm)	操作温度 (°C)	コネクタ タイプ	ケーブル長さ [ft (m)]	ネジタイプ
9066-X-P	X	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XY-PP	X, Y	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XY-NP	Y	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XY-PN	X	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XYZ-PPP	X, Y, Z	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XYZ-PPN	X, Y	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XYZ-PNP	X, Z	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XYZ-PNN	X	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XYZ-NPP	Y, Z	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XYZ-NPN	Y	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9066-XYZ-NNP	Z	0.5 (12.7)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-X-P	X	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XY-PP	X, Y	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XY-NP	Y	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XY-PN	X	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XYZ-PPP	X, Y, Z	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XYZ-PPN	X, Y	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XYZ-PNP	X, Z	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XYZ-PNN	X	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XYZ-NPP	Y, Z	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XYZ-NPN	Y	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9067-XYZ-NNP	Z	1.0 (25.4)	<30	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20

ミリ仕様は、モデルナンバーに-Mを加えて下さい。


0.5インチ移動量発注のご案内

モデル	内容	Price
9066-X-P	電動クロスローラ直進ステージ、X軸の移動量0.5 in、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥118,000
9066-X-P-M	電動クロスローラ直進ステージ、X軸の移動量0.5 in、M4ネジとM6ネジ	¥118,000
9066-XY-NP	クロスローラ直進ステージ、移動量0.5 in、Y軸Picomotor、X軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥171,000
9066-XY-NP-M	クロスローラ直進ステージ、移動量12.7 mm、Y軸Picomotor、X軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥171,000
9066-XY-PN	クロスローラ直進ステージ、移動量0.5 in、X軸Picomotor、Y軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥171,000
9066-XY-PN-M	クロスローラ直進ステージ、移動量12.7 mm、X軸Picomotor、Y軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥171,000
9066-XY-PP	電動クロスローラXY直進ステージ、移動量0.5 in、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥226,000
9066-XY-PP-M	電動クロスローラベアリングXY直進ステージ、移動量12.7 mm、M4ネジとM6ネジ	¥226,000
9066-XYZ-NNP	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (Z軸電動)	¥219,000
9066-XYZ-NNP-M	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (Z軸電動)	¥219,000
9066-XYZ-NPN	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (Y軸電動)	¥219,000
9066-XYZ-NPN-M	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (Y軸電動)	¥219,000
9066-XYZ-NPP	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (Y、Z軸電動)	¥274,000
9066-XYZ-NPP-M	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (Y、Z軸電動)	¥274,000
9066-XYZ-PNN	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (X軸電動)	¥219,000
9066-XYZ-PNN-M	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (X軸電動)	¥219,000
9066-XYZ-PPN	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (X、Y軸電動)	¥274,000
9066-XYZ-PPN-M	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (X、Y軸電動)	¥274,000
9066-XYZ-PNP	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (X、Z軸電動)	¥274,000
9066-XYZ-PNP-M	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (X、Z軸電動)	¥274,000
9066-XYZ-PPP	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (X、Y、Z軸電動)	¥330,000
9066-XYZ-PPP-M	SSクロスローラ1/2 inXYZ軸直進ステージ (X、Y、Z軸電動)	¥330,000

1インチ移動量発注のご案内

モデル	内容	Price
9067-X-P	SSクロスローラ1 in、X軸直進ステージ (X軸電動)	¥131,000
9067-X-P-M	SSクロスローラ1 in、X軸直進ステージ (X軸電動)	¥131,000
9067-XY-NP	SSクロスローラ1 in、XY軸直進ステージ (Y軸電動)	¥191,000
9067-XY-NP-M	SSクロスローラ1 in、XY軸直進ステージ (Y軸電動)	¥191,000
9067-XY-PN	SSクロスローラ1 in、XY軸直進ステージ (X軸電動)	¥191,000
9067-XY-PN-M	SSクロスローラ1 in、XY軸直進ステージ (X軸電動)	¥191,000
9067-XY-PP	SSクロスローラ1 in、XY軸直進ステージ (X、Y軸電動)	¥246,000
9067-XY-PP-M	SSクロスローラ1 in、XY軸直進ステージ (X、Y軸電動)	¥246,000
9067-XYZ-NNP	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (Z軸電動)	¥260,000
9067-XYZ-NNP-M	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (Z軸電動)	¥260,000
9067-XYZ-NPN	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (Y軸電動)	¥260,000
9067-XYZ-NPN-M	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (Y軸電動)	¥260,000
9067-XYZ-NPP	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (Y、Z軸電動)	¥316,000
9067-XYZ-NPP-M	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (Y、Z軸電動)	¥316,000
9067-XYZ-PNN	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (X軸電動)	¥260,000
9067-XYZ-PNN-M	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (X軸電動)	¥260,000
9067-XYZ-PPN	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (X、Y軸電動)	¥316,000
9067-XYZ-PPN-M	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (X、Y軸電動)	¥316,000
9067-XYZ-PNP	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (X、Z軸電動)	¥316,000
9067-XYZ-PNP-M	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (X、Z軸電動)	¥316,000
9067-XYZ-PPP	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (X、Y、Z軸電動)	¥371,000
9067-XYZ-PPP-M	SSクロスローラ1 in、XYZ軸直進ステージ (X、Y、Z軸電動)	¥371,000

発注のご案内

統合型電動ステージの
モデル名

該当する各軸について、
Picomotor™ アクチュエータ(P)、
手動マイクロメータ(N)をご指定

モデル番号例：9066-XYZ-PPN
9066-XYZステージで、X、Y軸は
Picomotor™アクチュエータ、
Z軸は手動マイクロメータとなります。