

Triple-Divide™ 直進ステージ

Triple-Divide™ Translation Stages



Model 9065-XYZ-PPN

- アルミ製ボールベアリング：標準サイズ&ピントサイズ
- 高い安定性&高い直交性
- ドライバキットで簡単にシステム構築

New FocusのPicomotor™アクチュエータとTriple-Divide™ステージを組合わせて、研究室用途に最適なリモートコントロールシステムを作成できます。ご注文の際には、Picomotorアクチュエータを使用したモータ駆動軸は「P」を、手動のマイクロメータ駆動軸は「N」をそれぞれモデル名に付記してご指定ください。例えばModel 9065-XY-PNは、X軸はモータ駆動、Y軸は手動となります。必要なクランプ、ブラケット、ベースプレートは全て付属していますので、すぐに組み立てられます（ただし若干の組立作業が必要です）。

このTriple Divideモータ駆動ステージは、New Focus独自のe•z•trac™レールシステムを利用した製品で、多軸ステージの組立てが簡単で取り扱いやすい一方、高い安定性を保つ優秀なステージです。またモジュール式なので価格も抑えられます。

Picomotorアクチュエータの駆動・操作には、別売りのドライバキットが便利です。モデル8763-KIT3 軸iPico™ドライバキットは、ネットワークコントローラとドライバから成るキットで、最高3個のPicomotorアクチュエータを個々に操作できます（モデル8753 iPicoドライバモジュールを最高30台まで追加して稼働軸数を増やせます）。


Model 8763-KIT3
軸iPico™ドライバキットModel 8757
iPicoハンドパッド

モデル	モータ駆動軸	ベアリング	移動量 [in. (mm)]	分解能 (μm)	操作温度 (°C)	コネクタタイプ	ケーブル長さ [ft. (m)]	ネジタイプ
9065-X-P	X	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XY-PP	X, Y	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XY-NP	Y	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XY-PN	X	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XYZ-PPP	Z	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XYZ-PPN	Y	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XYZ-PNP	Y, Z	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XYZ-PNN	X	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XYZ-NPP	X, Z	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XYZ-NPN	X, Y	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9065-XYZ-NNP	X, Y, Z	ボールベアリング	0.5 (12.7)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-X-P	X	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XY-PP	X, Y	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XY-NP	Y	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XY-PN	X	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XYZ-PPP	X, Y, Z	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XYZ-PPN	X, Y	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XYZ-PNP	X, Z	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XYZ-PNN	X	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XYZ-NPP	Y, Z	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XYZ-NPN	Y	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20
9064-XYZ-NNP	Z	ボールベアリング	1.0 (25.4)	0.5	10-40	4-Pin	7 (2.1)	8-32と1/4-20

ミリ仕様は、モデルナンバーに-Mを加えて下さい。

発注のご案内

統合型電動ステージのモデル名



モデル番号例：9065-XYZ-PPN

9065-XYZステージで、X、Y軸はPicomotor™アクチュエータ、Z軸は手動マイクロメータとなります。

13 mm移動量発注のご案内

モデル	内容	Price
9065-X-P	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、X軸Picomotor、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥98,400
9065-X-P-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、X軸Picomotor、M4ネジとM6ネジ	¥98,400
9065-XY-NP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、Y軸Picomotor、X軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥141,000
9065-XY-NP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、Y軸Picomotor、X軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥141,000
9065-XY-PN	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、X軸Picomotor、Y軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥141,000
9065-XY-PN-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、X軸Picomotor、Y軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥141,000
9065-XY-PP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、XY軸Picomotor、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥196,000
9065-XY-PP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、XY軸Picomotor、M4ネジとM6ネジ	¥196,000
9065-XYZ-NNP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、Z軸Picomotor、XY軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥199,000
9065-XYZ-NNP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、Z軸Picomotor、XY軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥199,000
9065-XYZ-NPN	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、Y軸Picomotor、XZ軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥199,000
9065-XYZ-NPN-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、Y軸Picomotor、XZ軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥199,000
9065-XYZ-NPP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、YZ軸Picomotor、X軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥258,000
9065-XYZ-NPP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、YZ軸Picomotor、X軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥258,000
9065-XYZ-PPN	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、XY軸Picomotor、Z軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥258,000
9065-XYZ-PPN-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、XY軸Picomotor、Z軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥258,000
9065-XYZ-PPP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、XYZ軸Picomotor、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥310,000
9065-XYZ-PPP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、XYZ軸Picomotor、M4ネジとM6ネジ	¥310,000
9065-XYZ-PNN	Triple-Divide™直進ステージ、移動量0.5 in、X軸Picomotor、YZ軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥199,000
9065-XYZ-PNN-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量12.7 mm、X軸Picomotor、YZ軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥199,000

25 mm移動量発注のご案内


モデル	内容	Price
9064-X-P	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1.0 in、X軸Picomotor、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥98,400
9064-X-P-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1.0 in、X軸Picomotor、M4ネジとM6ネジ	¥98,400
9064-XY-NP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、Y軸Picomotor、X軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥141,000
9064-XY-NP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、Y軸Picomotor、X軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥141,000
9064-XY-PN	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、X軸Picomotor、Y軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥141,000
9064-XY-PN-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、X軸Picomotor、Y軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥141,000
9064-XY-PP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、XY軸Picomotor、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥196,000
9064-XY-PP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、XY軸Picomotor、M4ネジとM6ネジ	¥196,000
9064-XYZ-NNP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、Z軸Picomotor、XY軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥199,000
9064-XYZ-NNP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、Z軸Picomotor、XY軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥199,000
9064-XYZ-NPN	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、Y軸Picomotor、XZ軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥199,000
9064-XYZ-NPN-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、Y軸Picomotor、XZ軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥199,000
9064-XYZ-NPP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、YZ軸Picomotor、X軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥258,000
9064-XYZ-NPP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、YZ軸Picomotor、X軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥258,000
9064-XYZ-PPN	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、XY軸Picomotor、Z軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥258,000
9064-XYZ-PPN-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、XY軸Picomotor、Z軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥258,000
9064-XYZ-PPP	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、XYZ軸Picomotor、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥310,000
9064-XYZ-PPP-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、XYZ軸Picomotor、M4ネジとM6ネジ	¥310,000
9064-XYZ-PNN	Triple-Divide™直進ステージ、移動量1 in、X軸Picomotor、YZ軸マイクロメータ、8-32ネジと1/4-20ネジ	¥199,000
9064-XYZ-PNN-M	Triple-Divide™直進ステージ、移動量25.4 mm、X軸Picomotor、YZ軸マイクロメータ、M4ネジとM6ネジ	¥199,000



Model 8754
iPicoジョイスティック



Model 9065-XY-PP



Model 9065-X-P



Model 9065-XYZ-PPP