

Accessories
コントローラ/ドライバケーブル
Controller/Driver Cables



ステージに付属している3 mのケーブルでは不十分な場合に備え、Newportでは各種アプリケーションに適した長いケーブルもご用意しています。これらのケーブルはシールドケーブルで、両端にはNewportの標準25ピン又は15ピンサブDコネクタが付いています。

互換性

5 mより長いケーブルには、弊社にお問い合わせください。

発注のご案内

モデル	内容	Price
MMCABLE-3	ESPステージ/コントローラ、3 mケーブル、DB-25オス/DB25メス	¥22,300
MMCABLE-5	ESPステージ/コントローラ、5 mケーブル、DB-25オス/DB25メス	¥27,900
MMCABLE-7*	ESPステージ/コントローラ、7 mケーブル、DB-25オス/DB25メス	¥35,000
MMCABLE-10*	ESPステージ/コントローラ、10 mケーブル、DB-25オス/DB25メス	¥43,200
MMCABLE-REG	5Vレギュレータ、インラインレギュレータ、5VDC、MMケーブル5 m以上	¥18,100
MSCABLE-3	3 mケーブル、DB-25オス/DA-15メス	¥25,000
MSCABLE-10	10 mケーブル、DB-25オス/DA-15メス	¥47,500

* MIMケーブル-REGは、高品質、安定化したステージへの5V供給を保証するために必要です。このレギュレータは、ステージコネクタ側に挿入し、長いケーブルを通じてコントローラからくる5Vを再調整するのが一番効率的です。

トリガケーブル、ジョイスティック又はリモートハンドヘルドのようなその他のアクセサリに関しては、各コントローラ製品を参照してください。