

PVIV真空ポンプ

PVIV Vacuum Pump



真空ポンプ

	PVIV-VAC-PUMP	PVIV-VAC-PUMP-220
吐出	Oil free	Oil free
最高真空度 (mm Hg)	650	650
フリーエア (l/min)	20	17
dBレート	50	50
馬力	1/8 HP	1/8 HP
入力	100-110V/60Hz	220-240V/50Hz
電流 (アンペア)	0.7	0.3
サイズ (インチ)	11 x 6 x 4.5	11 x 6 x 4.5
接続	かかり付き内径1/4インチパイプ、 外径1/4インチパイプ用コンバージョンパーツを含む	かかり付き内径1/4インチパイプ、 外径1/4インチパイプ用コンバージョンパーツを含む
重さ (kg)	4.1	4.1

発注のご案内

モデル	仕様
PVIV-VAC-PUMP	真空ポンプ110V
PVIV-VAC-PUMP-220	真空ポンプ220V

PVIVチラー

PVIV Chiller



チラー

動作範囲	10-40 °C
冷却能力	150 W at 20°C (周囲温度20°C)
モード	冷却、加熱、循環
精度	<0.1°C 一定負荷
冷媒	25%プロピレングリコール水溶液推奨。エチレングリコール水溶液または水も可。
動作電圧	最大12 VDC, 8 A、ユニバーサルACアダプタ付き
消費電力	< 100W
ポンプ	0.5 lpm (10 psi) 歯車ポンプ、磁気結合型ブラシレスDCモータ (10,000 hr MTBF) ポンプ曲線参照
タンク容量	75ml、ホースおよびコールドプレートを満たすために追加の冷媒が必要
通信	ドライ接点アラームおよびRS232
接続	しゃ断弁付き1/8" CPC
ノイズ	63 dBA at 3 feet
サイズ (インチ)	7.5 x 5 x 7" (19 x 13 x 18 cm)
重さ	6.5 lbs
標準規格	CE

発注のご案内

モデル	仕様
PVIV-CHILLER	循環ウォーター チラー