

鉗子 Hemostats



鉗子は、光学部品を清掃する時、折りたんだティッシュをしっかりとつかむために使用できます。先端を直線形状としたこの鉗子は、清潔さおよび耐久性を最大まで高めるため、ステンレス鋼で作られています。

モデル	仕様	Price
LAB-17	鉗子、ステンレス鋼	¥2,000

プラスチック製収納ボックス Plastic Storage Boxes



Newportがミラーの配送に使用しているプラスチック収納ボックスと同じ製品です。内部にあるプラスチック製の支持部材が、平らな光学部品を面取りした部分で保持しますので、研磨された面およびコーティングが支持部材に触れることはありません。どのサイズも、5個組でのみ販売しています。

モデル	仕様	Price
LAB-21	プラスチック収納ボックス、直径12.7の光学部品、5個	¥1,300
LAB-22	プラスチック収納ボックス、直径19.05の光学部品、5個	¥1,300
LAB-23	プラスチック収納ボックス、直径25.4の光学部品、5個	¥1,300
LAB-24	プラスチック収納ボックス、直径50.8の光学部品、5個	¥1,300

木製収納ボックス Wooden Storage Boxes



Newportの光学キットに使用されている高品質な木製ボックスと同じです。スロット内に光学部品を収納し、全面をスポンジで保護します。

モデル	仕様	Price
14851-01	木製収納ボックス、レンズキット、60スロット、25.4 mm	¥22,500
16500-01	木製収納ボックス、レンズキット、42スロット、50.8 mm	¥58,400
16451-01	木製収納ボックス、シリンドリカルレンズキット、14スロット、25.4または50.8 mm	¥43,800
16499-01	木製収納ボックス、混合、42スロット25.4 mm、14スロット50.8 mm	¥58,400
20247-01	木製収納ボックス、フィルタキット、最大12個のプラスチック製ボックスに適合	¥13,200
19495-01	木製収納ボックス、フィルタキット、12スロット、25.4 mm	¥9,200
4819	木製収納ボックス、フィルタキット、12スロット、50.8 mm	¥8,600

ピンセット Tweezers



小さな光学部品も、高品質なピンセットを使えばとても簡単につまみ上げることができます。弊社では、好みに合うよう3種類のスタイルを用意しています。先端部を柔らかくしたピンセットは、光学部品をより丁寧につかめるように先端部にカーボンファイバを使用しています。

モデル	仕様	Price
LAB-18	精密ステンレス鋼ピンセット	¥4,000
LAB-19	精密ステンレス鋼ピンセット、カーボンファイバ製の先端部	¥8,600
LAB-20	光学ピンセット、Teflon®	¥2,000


保護バッグ Protective Bags



Newportがレンズを配送するのに使用している保護バッグと同じ製品です。やさしく保護するため、白いポリエステルを使用してハイドロエンタングルメント製法で作られています。どのサイズも10個組でのみ販売しています。

モデル	仕様	Price
LAB-25	保護バッグ、直径6.35~12.7の光学部品、10個	¥1,300
LAB-26	保護バッグ、直径25.4~38.1の光学部品、10個	¥1,300
LAB-27	保護バッグ、直径50.8~76.2の光学部品、10個	¥1,300

光学部品クリーニングティッシュ Optics Cleaning Tissue



きわめて柔らかく、薄く、そして傷を与えないこのティッシュは、コーティングのある光学部品を清掃するのに最適です。米国政府のレンズペーパー規格AA-50177、Type 1、Class 1に適合しています。ドロップアンドドラッグ清掃法に最適です。

モデル	仕様	Price
LAB-28	光学部品クリーニングティッシュ、4x6インチ、1000枚	¥6,600

溶剤滴下ボトル Solvent Dropper Bottle



この滴下ボトルは、ドロップアンドドラッグ清掃法でレンズティッシュに溶剤を滴下するのに最適です。

ボトルはガラス製で、ガラス製のスポイトとゴム製のつまみが付いています。

モデル	仕様	Price
LAB-14	溶剤滴下ボトル、2 oz (60 ml)	¥1,300

溶剤ポンプディスペンサ Solvent Pump Dispensers



光学部品の清掃に使用するアルコールやアセトンなどの溶剤を、使いやすい形態で収容および供給することができます。使用前の内容物を精密バルブで保護していますので、こぼれたり、垂れたり、においを出し過ぎたりすることがありませんので、高い安全性および快適さの得られる製品です。ワンタッチだけで液体をステンレス皿に送り出せますので、必要な量だけ取り出すことができます。ボトルは高密度ポリエチレン製です (HDPE)。

モデル	仕様	Price
LAB-12	溶剤ポンプディスペンサ、4 oz (120 ml)	¥3,300
LAB-13	溶剤ポンプディスペンサ、8 oz (240 ml)	¥3,300