


光源用ビームアパーチャ

Beam Apertures for Light Sources



モデル番号	A 直径	B 開口
70275	1.0 (25.4)	0.4 (10)
70276		0.2 (5)
70277		0.1 (2.5)
70291		0.04 (1)
71410	1.5 (38.1)	1.2 (30)
71340		1.0 (25)
71360		0.4 (10)
71370		0.2 (5)
71380		0.1 (2.5)
71390		0.04 (1)

ビームアパーチャ

- 開口角の制限
- ビームの減衰

本製品は、円形の開口部を備えた直径が1.0および1.5インチ（38 mm）のアルミニウム製ディスクで、検出器や単色分光器に入る開口角を制限するために使用されます。このディスクは、ディフューザの有無に関わらず使用できます。1.0インチのディスクは7123光学ホルダに適合し、1.5インチモデルは6195光学ホルダに適合します。いずれの光学ホルダにも、1.5インチシリーズのフランジが付いています。

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。

発注のご案内

ビームアパーチャ

モデル	仕様	Price
70275	ビームアパーチャディスク、1.0インチ径、0.4インチ開口	¥4,900
70276	ビームアパーチャディスク、1.0インチ径、0.2インチ開口	¥4,900
70277	ビームアパーチャディスク、1.0インチ径、0.1インチ開口	¥4,900
70291	ビームアパーチャディスク、1.0インチ径、0.04インチ開口	¥4,900
71340	ビームアパーチャディスク、1.5インチ径、1.0インチ開口	¥4,700
71360	ビームアパーチャディスク、1.5インチ径、0.4インチ開口	¥4,700
71370	ビームアパーチャディスク、1.5インチ径、0.2インチ開口	¥4,700
71380	ビームアパーチャディスク、1.5インチ径、0.1インチ開口	¥4,700
71390	ビームアパーチャディスク、1.5インチ径、0.04インチ開口	¥7,200

アクセサリ

モデル (ミリ仕様)	内容	Price
7123	1.0インチ光学ホルダ	¥9,300
6195	1.5インチ光学ホルダ	¥10,400