

アダプタとリテーニングリング

Adaptors and Retaining Rings



- あらゆるラボで必須のスペアリテーニングリング
- アダプタにより光学マウントの用途を拡大
- さまざまな光学部品サイズに適合

Newportは、光学マウント用のアダプタとスペアリテーニングリングを幅広く取りそろえております。

発注のご案内

リテーニングリング発注のご案内

モデル	仕様	Price
MLH-0.25-RR	リテーニングリング、内径4.7 mm、0.281-32ネジ、6.35mmマウント	¥800
MLH-0.5-RR	リテーニングリング、内径10.1 mm、0.546-32ネジ、MT-RS、LH-05、LH1-06R、LPLH-50TおよびMLH-0.5	¥800
LP-05-RR	リテーニングリング、内径16.3 mm、0.875-20ネジ、LPLH-50T用	¥800
LPLH-75-RR	リテーニングリング、内径15.9 mm、0.775-32ネジ、LPLH-1T用	¥800
LP-1-RR	リテーニングリング、内径26.9 mm、1.438-20ネジ、LPLH-1T用	¥800
A-1.25-1RR	リテーニングリング、内径19.2 mm、1.063-20ネジ、LH-1、LH1-1R、LPLH-1T、RSP-1T、481A、GM-1RA用	¥500
LP-2-RR	リテーニングリング、内径30 mm、1.563-20ネジ、LPLH-15T、LH-1.5およびLH2.15R用	¥800
LH2-T-RR	リテーニングリング、内径42.9 mm、2.063-20ネジ、LP-2A、RSP-2T、LH-2、およびLH2-2R用	¥800

光学マウントアダプタ発注のご案内

モデル	仕様	Price
LDA-58	TO-Can光学マウントへの変換アダプタ、T0-56から1インチマウントへ変換	¥3,900
LDA-90	TO-Can光学マウントへの変換アダプタ、T0-9から1インチマウントへ変換	¥3,900
CLD-1	円筒形レーザーダイオード光学マウントアダプタ、0.6インチダイオードから1インチマウントへ変換	¥3,300
CLH-9	光学マウントアダプタ、25.4 mmから9.0mmコリメータへ変換	¥3,300
PRA-05	偏光子アダプタ、12.7 mm (1/2インチ) 径光学部品を1.063-20ネジ付きマウントに接続	¥3,500
UPA1-.5	ミラーマウントアダプタ、25.4 mm径から12.7 mm径へ変換、Ultima用	¥2,700
UPA1-.75	ミラーマウントアダプタ、25.4 mm径から19.05 mm径へ変換、Ultima用	¥3,600
UPA2-1	ミラーマウントアダプタ、50.8 mm径から25.4 mm径へ変換、Ultima用	¥3,700
UPA-0M	対物レンズマウント、RMSネジ	¥3,700
UPA.5	プラットフォームマウント用ミラーアダプタ、12.7 mm径	¥1,700
UPA.75	プラットフォームマウント用ミラーアダプタ、19.4 mm径	¥1,700
UPA1	プラットフォームマウント用ミラーアダプタ、25.4 mm径	¥1,700
UPA2	プラットフォームマウント用ミラーアダプタ、50.8 mm径	¥2,700
A-2-1	光学マウントアダプタ、50.8 mmから25.4 mm (2インチから1インチ) へ変換	¥5,300
A-2-1.5	光学マウントアダプタ、50.8 mmから38.1 mm (2インチから1.5インチ) へ変換	¥7,000
A-4-3	光学マウントアダプタ、101.6 mmから76.2 mm (4インチから3インチ) へ変換	¥12,200
A-75-50	光学マウントアダプタ、0.75 in. (19.1 mm) から0.5 in. (12.7 mm)へ変換	¥4,900
MLH-0.5	回転レンズマウントアダプタ、0.50 in.径から0.75 in.マウントへの変換	¥2,900
LP1A-1-32	Cマウントアダプタ、1-32ネジ、1インチレンズマウント	¥6,500
LP2A-1-32	Cマウントアダプタ、1-32ネジ、2インチレンズマウント	¥8,000

アダプタ製品群

