

# マウントプレートとマウントプラットフォーム


## Mounting Plates and Platforms




- 光学テーブル上にさまざまな向きのマウント穴を提供
- コンポーネントに取付けてマウントプラットフォームを拡大
- ロッドクランプアセンブリ上で使用可能
- ミリ仕様光学テーブルにインチ仕様コンポーネントのマウントが可能

UP-1Aユニバーサルマウントプレートは、光学テーブル上のほとんどあらゆる場所にさまざまな向きでマウント穴を提供できるNewportの特許技術である回転スロットの概念を採用しています。大きめのコンポーネントやアセンブリを光学テーブル、ロッドクランプアセンブリおよび直進ステージ上にモデル38を使用して固定することができます。

### Model UP-1A



### Model 38



### 発注のご案内

モデル (ミリ仕様)	内容	Size [in. (mm)]	Price
UP-1A (M-UP-1A)*	ユニバーサルマウントプレート	2.56 x 2.56 x 0.50 (65 x 65 x 12.7)	¥5,300
38	マウントプラットフォーム	3.00 x 5.00 x 0.50 (76.2 x 127.0 x 12.7)	¥4,300

\* 米国特許#4,690,507

### 関連商品



ロッドとクランプ (P996参照)

ミラーマウント  
レンズホルダ  
専用光学マウント  
ルーラシステム  
メカニカルシャッタ  
アクセサリ  
ニューズプラットフォーム  
ポスト&ロッドシステム  
コンポーネント  
ツールキット