


Edge Grip™ 光学フィルタマウント

- オプティクス上部&側部に枠の無いシンプルなマウント
- オプティクスの取付け/取外しが簡単: ツール不要
- クランプ調整でさまざまな厚みに対応
- 円 & 四角形の両形状のオプティクスをマウント可能
- 特許申請中の Edge Grip 機構: 最小限の部品で小型化に成功
- ポスト取付け穴付き



特性表

Model	Description	Min/Max Optic Thickness[in. (mm)]
HM-1	Edge Grip™ Optic Mount, 1.0 in. Optics, 8-32 Thd.	0.09 in. (2.3 mm) to 0.26 in. (6.6 mm)
M-HM-1	Edge Grip™ Optic Mount, 25.4 mm Optics, M4 Thd.	0.09 in. (2.3 mm) to 0.26 in. (6.6 mm)



株式会社日本レーザー

東京本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-14-1 TEL 03-5285-0853
 大阪支店 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-20-12 TEL 06-6323-7286
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦 3-1-30 TEL 052-205-9711
 e-mail: newport@japanlaser.jp / http://www.newport-japan.jp