

手動アクチュエータ選択ガイド

Manual Actuator Selection Guide

	シリーズ	シリーズ (mm)	感度 (μm)	目盛 (μm)
	高精度微調スクリュー (P112参照)	6-50	0.28-3.5	なし
	タイナー調整スクリュー (P116参照)	2-28	0.7-0.9	なし
	9300シリーズ ねじ込み式調整スクリュー (P117参照)	10-50	0.7-0.9	なし
	BHCシリーズ精密調整 スクリュー (P119参照)	4-10	1.4	なし
	パーニアマイクロメータ (P120参照)	6-50	1	1
	ミットヨマイクロメータヘッド (P121参照)	6-25	1, 10	2.5, 10
	ロック機構付き高分解能 マイクロメータ (P122参照)	6-13	0.5	5
	ネジ式マウント マイクロメータ (P123参照)	4-80	1	10-20
	ネジ式マウント差動 マイクロメータ (P124参照)	4-25, 0.1	1, 0.1	10-20, 1
	HR-1シリーズロング トラベル高分解能 マイクロメータ (P126参照)	25	0.1	2
	高精度アジャスタ (P127参照)	8, 0.3	1, 0.02	約1 μm
	差動マイクロメータ (P127参照)	13, 0.2	1, 0.07	10, 0.5
	ロック機構付き差動 マイクロメータ (P128参照)	6-25, 0.2	1, 0.1	10, 0.5
	デジタルマイクロメータとデータ リンク (P129参照)	25.4	1	1

手動直進スライダ

手動直進スライダ

手動回転スライダ&傾斜スライダ

手動多軸キネマティックスライダ

手動アクチュエータ

手動フライングライメントスライダ