

LDドライバー・コントローラー/

TECコントローラー用ケーブルの選択

mks | Newport™

March.2020

ILX Lightwave ブランドのLDドライバー、コントローラー及びTECコントローラーには、LD及びTEC駆動用のケーブルが必要です。

ILXマウントに対応するものと、お客様マウントに対応する、片側コネクタの違う2種類のケーブルをオプションで用意しております。

①. ILX製のLDマウントを用いる場合は両端Dサブコネクタのケーブル。
例LDX-3232 + CC305S + LDM4984



②. お客様のLDマウントを用いる場合は片端がDコネクタ無のケーブル。
例LDX-3232 + CC306S



また、各ドライバー、コントローラーのケーブルについては下記対応表を参照にお選びください。

