

電動アクチュエータとマニュアルポジショナの互換性

Newport社の数多くの手動位置決め製品は、Newport社の電動精密アクチュエータを使用することによってモータ駆動できます。用途に適したマニュアルポジショナを選んでから、下表を使用して適切な電動アクチュエータを選択してください。

さらに詳しい情報については、(株)日本レーザーまでお問い合わせください。

手動直進ステージ

	NewStep	TRA & TRB			NanoPZ	LTA	
	NSA12	TRA6 TRB6	TRA12 TRB12	TRA25 TRB25	PZA12	LTA-HS	LTA-HL
M-461シリーズ							
M-462シリーズ							
M-561シリーズ							
M-562シリーズ							
UMR8.25							
UMR8.51							
UMR12.40							
UMR12.63							
423							
433							
443							

互換性の要点

- 完全に互換性があり¹
- 互換性があり。ただし、標準のインタフェースアダプタが必要か、または軽微な性能限界が生じる可能性があります。(詳細は(株)日本レーザーまでお問い合わせください。)
- ²日本レーザーまでお問い合わせください。
- 互換性がないか、または推奨されません。³

¹ 場合によっては、アクチュエータの移動範囲に制限を設ける必要があります。(株)日本レーザーまでお問い合わせください。

² 黄色のマークは、特注のインタフェースアダプタが必要となる、または移動距離や耐荷重などに関して重大な性能限界が生じる可能性があることを示します。

	NewStep	TRA & TRB			NanoPZ	LTA	
	NSA12	TRA6 TRB6	TRA12 TRB12	TRA25 TRB25	PZA12	LTA-HS	LTA-HL
426							
436							
460P-05							
460P							
460A-X							
460A-XY							
460A-XZ							
460A-XYZ							
401および406							
MVN80							

電動直進ステージ

電動直進ステージ

電動回転ステージ

電動アクチュエータ

ヘキサポッド

コントローラ&ドライバ

電動光学スキャン

測定機器

特殊な製品

電動直進ステージ

電動垂直ステージ

電動回転ステージ

電動アクチュエータ

ヘキサポッド

コントローラ&ドライバ

電動光学マウント
















測定機器

















特殊な製品

手動回転ステージ

	NewStep		TRA		NanoPZ		LTA	
	NSA12	TRA6	TRA12	TRA25 TRB25	PZA12	LTA-HS	LTA-HL	
 RS65	●	○	●	○	●	○	○	
 481-A	○	●	○	○	●	●	○	
 GON40-U	○	●	●	○	●	●	○	
 GON40-L	○	●	●	○	●	●	○	
 GON65-U	○	○	○	●	●	●	○	
 GON65-L	○	○	○	●	●	●	○	
 561-GON	○	○	●	○	●	●	○	
 TGN80	○	○	●	○	●	●	●	
 TGN120	○	○	○	●	●	●	●	
 36	●	○	●	○	○	○	○	
 37	○	●	●	○	○	●	○	

ミラーマウント

	NewStep		TRA		NanoPZ		LTA	
	NSA12	TRA6 TRB6	TRA12 TRB12	TRA25 TRB25	PZA12	LTA-HS	LTA-HL	
 SN100	●	●	●	○	○	○	○	
 U100-A	●	●	●	○	●	○	○	
 U200-A	●	●	●	○	●	●	○	
 U300-A	●	○	●	○	●	●	○	
 U100-AC2K	●	●	●	○	●	○	○	
 U200-AC2K	●	●	●	○	●	●	○	
 U300-AC2K	●	○	●	○	●	●	○	
 U400-AC2K	●	○	●	○	●	●	○	
 U100-ACG	●	●	●	○	●	○	○	
 U100-G	●	●	●	○	●	○	○	
 U200-G	●	●	●	○	●	●	○	
 VGM-1N	●	●	○	○	●	●	●	
 VGM-2N	●	●	○	○	○	●	●	
 600A-2R	○	○	●	●	●	●	○	
 600A-4R	○	○	●	●	●	●	○	

	NewStep	TRA			NanoPZ	LTA	
	NSA12	TRA6 TRB6	TRA12 TRB12	TRA25 TRB25	PZA12	LTA-HS	LTA-HL
 625-RC2	●	●	●	●	●	●	●
 625-RC4	●	●	●	●	●	●	●
 625-RC6	●	●	●	●	●	●	●
 605-2	●	●	●	●	●	●	●
 605-4	●	●	●	●	●	●	●
 SL8A	●	●	●	●	●	●	●
 SL8A	●	●	●	●	●	●	●
 SL20A	●	●	●	●	●	●	●
 SL25.4	●	●	●	●	●	●	●
 SL50	●	●	●	●	●	●	●
 SL51	●	●	●	●	●	●	●
 SL76.2	●	●	●	●	●	●	●
 SL101.6	●	●	●	●	●	●	●
 SB18YZ	●	●	●	●	●	●	●
 BSD-2A	●	●	●	●	●	●	●
 ULM-TILT	●	●	●	●	●	●	●

電動直進ステージ

電動直進ステージ

電動回転ステージ

電動アクチュエータ

ヘキサポッド

コントローラ&ドライバ

電動光学マウント

測定機器

特殊な製品