

フレックスポストクランプ



RA-0510

- ・異なるサイズのポストを様々な角度に固定
- ・強く、安定性に優れた保持力
- ・六角ノブの使用により容易な調整が可能に

モデル	ポストの直径	角度
T90(M-T90)	12.7x12.7mm	90°
RH45	12.7x12.7mm	45°
LH45	12.7x12.7mm	45°
PC-0505	12.7x12.7mm	180°
RA-0506	12.7x6.0mm	90°
RA-0508	12.7x8.0mm	90°
RA-0510	12.7x25.4mm	90°
RA-1010	25.4x25.4mm	90°
HX4-5/32	六角ノブ M4or5/32	



*仕様の詳細は、<https://www.newport.com/f/optical-post-clamps> をご参照ください



RH45



PC0505



RA-0510, HX4-5/32