

ディレイライン用ミラーマウント

Optical Delay Line Mirror Mount

[N] New Focus™
A Newport Company



- リトロリフレクター不要でコスト低減
- さまざまなサイズ・形状・厚みのミラーをマウント可
- 入出力ビーム間隔 50mm まで可変







ガイドに沿ってミラーを挟むだけで簡単に柔軟にディレイラインを構築できます。

発注のご案内



モデル	詳細
9848	ミラーマウント、光ディレイライン
9848-KIT	調整機構付きミラーマウントキット、光ディレイライン




Model 9848



Model 9848-KIT



ディレイラインコンポーネントキット



ディレイライン(1,2,4光路)を構築するためのオプティクス類と光学部品セットです。高精度のDLシリーズリニアステージを購入することで、再現性の高いポジショニングを制御することができます。

※ステージとコントローラーは別販売です。

DL-BKIT19-Mキット

NewFocus9848-KTレトロリフレクター、10D620ER.2 ValuMax™ 銀ミラー、ULTIMA™クリアーエッジミラーマウントを使用した1光路ディレイラインキットです。

数量	モデル	詳細
4	10D620ER.2	ValuMax 銀ミラー 25.4mm径
2	U100-A2k	Ultima™ クリアーエッジミラーマウント、25.4mm径
1	9848	ディレイライン用ミラーマウント
2	ID-0.5	アイリス、12.7mmイ径
1	M-PS-0.5	ペダルポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
3	M-PS-2Z	マグネットベDESTALポスト、25.4mm径、50.8mm高さ
2	MH-2P	固定ミラーマウント、19.1mm径
2	PS-0.125	ベDESTALポストスペーサー、25.4mm径、3.2mm高さ
4	PS-F	スロットクランプ
1	M-SS-1-B	M4-M6ベDESTALポスト変換ネジ

DL-BKIT1U-S-Mキット

UBBR-2.5-5Sレトロリフレクター、10D620ER.2 ValuMax™ 銀ミラー、ULTIMA™クリアーエッジミラーマウントを使用した1光路ディレイラインキットです。

数量	モデル	詳細
2	10D620ER.2	ValuMax 銀ミラー 25.4mm径
2	U100-A2k	Ultima™ クリアーエッジミラーマウント、25.4mm径
1	UBBR2.5-5S	ブロードバンドレトロリフレクター
1	ID-0.5	アイリス、12.7mmイ径
1	M-360-90	直角アングルブラケット
3	M-PS-0.5E	マグネットベDESTALポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
3	M-PS-2Z	マグネットベDESTALポスト、25.4mm径、50.8mm高さ
1	MH-2P	固定ミラーマウント、19.1mm径
1	PS-0.125	ベDESTALポストスペーサー、25.4mm径、3.2mm高さ
1	PS-0.25	ベDESTALポストスペーサー、25.4mm径、6.35mm高さ
3	PS-F	スロットクランプ

DL-BKIT1U-UV-Mキット

UBBR-2.5-5UVレトロリフレクター、10D620ER.2 ValuMax™ 銀ミラー、ULTIMA™クリアーエッジミラーマウントを使用した1光路ディレイラインキットです。

数量	モデル	詳細
2	10D620AL.2	ValuMax UVミラー 25.4mm径
2	U100-A2k	Ultima™ クリアーエッジミラーマウント、25.4mm径
1	UBBR2.5-5UV	ブロードバンドレトロリフレクター
1	ID-0.5	アイリス、12.7mmイ径
1	M-360-90	直角アングルブラケット
3	M-PS-0.5E	マグネットベDESTALポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
3	M-PS-2Z	マグネットベDESTALポスト、25.4mm径、50.8mm高さ
1	MH-2P	固定ミラーマウント、19.1mm径
1	PS-0.125	ベDESTALポストスペーサー、25.4mm径、3.2mm高さ
1	PS-0.25	ベDESTALポストスペーサー、25.4mm径、6.35mm高さ
3	PS-F	スロットクランプ

DL-BKIT2U-S-Mキット

UBBR-2.5-5Sレトロリフレクター、10D620ER.2 ValuMax™ 銀ミラー、ULTIMA™クリアーエッジミラーマウントを使用した2光路ディレイラインキットです。

数量	モデル	詳細
4	10D620ER.2	ValuMax 銀ミラー 25.4mm径
2	U100-A2k	Ultima™ クリアーエッジミラーマウント、25.4mm径
1	9848-KT	ディレイライン用ミラーマウント
1	UBBR2.5-5S	ブロードバンドレトロリフレクター
1	ID-0.5	アイリス、12.7mmイ径
1	M-360-90	直角アングルブラケット
3	M-PS-0.5E	ベDESTALポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
1	M-PS-1E	ベDESTALポスト、25.4mm径、25.4mm高さ
1	M-PS-0.5Z	マグネットベDESTALポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
3	M-PS-2Z	マグネットベDESTALポスト、25.4mm径、50.8mm高さ
1	MH-2P	固定ミラーマウント、19.1mm径
1	PS-0.125	ベDESTALポストスペーサー、25.4mm径、3.2mm高さ
1	PS-0.25	ベDESTALポストスペーサー、25.4mm径、6.35mm高さ
3	PS-F	スロットクランプ

DL-BKIT2U-UV-Mキット

UBBR-2.5-5UVレトロリフレクターアセンブリ、10D620ER.2 ValuMax™ 銀ミラー、ULTIMA™クリアーエッジミラーマウントを使用した2光路ディレイラインキットです。

数量	モデル	詳細
4	10D620AL.2	ValuMax UVミラー 25.4mm径
2	U100-A2k	Ultima™ クリアーエッジミラーマウント、25.4mm径
1	9848-KT	ディレイライン用ミラーマウント
1	UBBR2.5-5UV	ブロードバンドレトロリフレクター
1	ID-0.5	アイリス、12.7mm径
1	M-360-90	直角アングルブラケット
3	M-PS-0.5E	ペDESTALポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
1	M-PS-1E	ペDESTALポスト、25.4mm径、25.4mm高さ
1	M-PS-0.5Z	マグネットペDESTALポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
3	M-PS-2Z	マグネットペDESTALポスト、25.4mm径、50.8mm高さ
1	MH-2P	固定ミラーマウント、19.1mm径
1	PS-0.125	ペDESTALポストスペーサー、25.4mm径、3.2mm高さ
1	PS-0.25	ペDESTALポストスペーサー、25.4mm径、6.35mm高さ
4	PS-F	スロットクランプ

DL-BKIT4U-S-Mキット

UBBR-2.5-5Sレトロリフレクターアセンブリ、10D620ER.2 ValuMax™ 銀ミラー、ULTIMA™クリアーエッジミラーマウントを使用した4光路ディレイラインキットです。

数量	モデル	詳細
4	10D620ER.2	ValuMax 銀ミラー 25.4mm径
4	10E20ER.2	ValuMax 銀ミラー 25.4mm x 35.9mm
2	U100-A2k	Ultima™ クリアーエッジミラーマウント、25.4mm径
2	9848-KT	ディレイライン用ミラーマウント
2	UBBR2.5-5S	ブロードバンドレトロリフレクター
1	ID-0.5	アイリス、12.7mm径
1	M-360-90	直角アングルブラケット
2	M-PS-1E	ペDESTALポスト、25.4mm径、25.4mm高さ
3	M-PS-2E	ペDESTALポスト、25.4mm径、50.8mm高さ
5	M-PS-0.5Z	マグネットペDESTALポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
1	MH-2P	固定ミラーマウント、19.1mm径
1	PS-0.125	ペDESTALポストスペーサー、25.4mm径、3.2mm高さ
1	PS-0.25	ペDESTALポストスペーサー、25.4mm径、6.35mm高さ
4	PS-F	スロットクランプ

DL-BKIT4U-UV-Mキット

UBBR-2.5-5UVレトロリフレクターアセンブリ、10D620ER.2 ValuMax™ 銀ミラー、ULTIMA™クリアーエッジミラーマウントを使用した4光路ディレイラインキットです。

数量	モデル	詳細
4	10D620AL.2	ValuMax 銀ミラー 25.4mm径
4	10E20AL.2	ValuMax 銀ミラー 25.4mm x 35.9mm
2	U100-A2k	Ultima™ クリアーエッジミラーマウント、25.4mm径
2	9848-KT	ディレイライン用ミラーマウント
2	UBBR2.5-5UV	ブロードバンドレトロリフレクター
1	ID-0.5	アイリス、12.7mm径
1	M-360-90	直角アングルブラケット
2	M-PS-1E	ペDESTALポスト、25.4mm径、25.4mm高さ
3	M-PS-2E	ペDESTALポスト、25.4mm径、50.8mm高さ
5	M-PS-0.5Z	マグネットペDESTALポスト、25.4mm径、12.7mm高さ
1	MH-2P	固定ミラーマウント、19.1mm径
1	PS-0.125	ペDESTALポストスペーサー、25.4mm径、3.2mm高さ
1	PS-0.25	ペDESTALポストスペーサー、25.4mm径、6.35mm高さ
4	PS-F	スロットクランプ