


AKPシリーズ キネマティック・ブレッドボード・アダプタ

Kinematic Breadboard Adaptor



- キネマティックデザインによる高い安定性と精度
- 高い位置&角度再現性で光学系の着脱・交換が可能
- ロックダウン機構付き固定タイプ：クランプとネジでブレッドボードをベースに固定
- 精密調整可能タイプ：100TPI調整スクリューで精密な角度&高さ調整
- トップスライドまたはボトムスライド式の両構成が可
- ヤード法とメートル法の両方に適用

SA2シリーズ 厚板アルミプレートを大型キネマティックベースに変換

製品一覧

モデル	概要
AKP-AJ	Kinematic Breadboard Adaptor Set, Adjustable
AKP-BC	Kinematic Breadboard Base, Cone
AKP-BF	Kinematic Breadboard Base, Flat
AKP-BV	Kinematic Breadboard Base, V-groove
AKP-FX	Kinematic Breadboard Adaptor Set, Fixed
AKP-TA	Kinematic Breadboard Adaptor Plate, Adjustable
AKP-TF	Kinematic Breadboard Adaptor Plate, Fixed

