

RVUシリーズ

RVUシリーズ – 高角度剛性回転ステージ

RVU Series – High Angular Stiffness Rotation Stages



- 100:1 ハーモニックドライブボックスで高トルク&高感度を実現
- ISO クラス7のクリーン環境用真空対応バージョン
- 全スチール構造で高剛性&熱安定


RVU回転ステージは、高トルク、堅牢性、高い感度を必要とする大型ミラーマウントの仕様に適合するよう設計されています。

仕様



	RVU240HAHS	RVU240HS	RVU350HAHS	RVU350HS
移動量			±170°	
中心耐荷重	4000 N		6500 N	
最小移動量	0.20 mdeg	1 mdeg	0.20 mdeg	1 mdeg
最大トルク	130 N·m		250 N·m	
慣性	100 kgm ²		200 kgm ²	
原点再現性	±0.1 mdeg	±0.5 mdeg	±0.1 mdeg	±0.5 mdeg
最大速度	40°/s			

発注のご案内



モデル	内容
RVU350HS	回転ステージ 350mm 高トルク
RVU240HS	回転ステージ 240mm 高トルク
RVU240HAHS	回転ステージ 240mm 高分解能、高トルク
RVU350HAHS	回転ステージ 350mm 高分解能、高トルク



寸法



図のモデル: RVU350-HS
 寸法: インチ表記はカッコ内 (mm)



図のモデル: RVU350HA-HS
 寸法: インチ表記はカッコ内 (mm)

