

## TEシリーズ テーブルエンクロージャー Table Enclosures



TE80シリーズテーブルエンクロージャー。テーブルと脚は別売となります。

モデルTE1000テーブルエンクロージャーは、攪乱要因となる空気振動エネルギーがテーブル上の光学系に達するのを防止して、結像の明るさを向上し、長時間の照射および低出力レーザー要件を可能にします。標準のエンクロージャーは、剛構造のハニカム製の天井から吊り下げた、スライド式の厚み3/16インチ (4.8 mm) の透明アクリルパネルで構成されます。半特注製品として、黄褐色又は暗色系の色を付けたパネル付きのエンクロージャーも用意しています。またクリーンルーム対応の、静電気を流し去るパネルもございます。

### 発注のご案内

モデル(メートル仕様)	寸法フィート(ft.)*
TE1406 (M-TE1406)	4 x 6 x 31.625 (0.80)
TE1408 (M-TE1408)	4 x 8 x 31.625 (0.80)
TE1410 (M-TE1410)	4 x 10 x 31.625 (0.80)
TE1412 (M-TE1412)	4 x 12 x 31.625 (0.80)
TE1414 (M-TE1414)	4 x 14 x 31.625 (0.80)
TE1416 (M-TE1416)	4 x 16 x 31.625 (0.80)
TE1420 (M-TE1420)	4 x 20 x 31.625 (0.80)
TEN1506 (M-TEN1506)	5 x 6 (1.8) x 31.625 (0.80)
TEN1508 (M-TEN1508)	5 x 8 x 31.625 (0.80)
TEN1510 (M-TEN1510)	5 x 10 x 31.625 (0.80)
TEN1512 (M-TEN1512)	5 x 12 x 31.625 (0.80)
TEN1514 (M-TEN1514)	5 x 14 x 31.625 (0.80)
TEN1516 (M-TEN1516)	5 x 16 x 31.625 (0.80)

- 空気流を低減してより良い結果を実現
- 光学的データ処理におけるS / N比を向上
- 既存のNewport製光学テーブルの周囲に簡単に設置可能
- ご指定の仕様に合わせて製作可能



TE100シリーズテーブルエンクロージャー。テーブルと脚は別売となります。

TE80シリーズテーブルエンクロージャーの詳細は、弊社までお問合せ下さい。