

ネジアダプタ

Thread Adaptors



TRシリーズ オス・メスネジアダプタ

- オス-オスあるいはオス-メスアダプタ
- インチ仕様あるいはミリ仕様を用意
- 取り付け用スロットあるいは5/64インチ(2 mm)六角穴
- ステンレス鋼製

NewportのTAおよびTRシリーズネジアダプタは、一般的にネジを使うコンビネーションのほとんどをカバーしています。ネジアダプタはインチ仕様とミリ仕様部品を一緒に使えるので、あらゆるラボで必要な商品となっています。

発注のご案内

モデル	内容
オス-オスネジアダプタ	
TA-8Q20-10	8-32オス-1/4-20オスネジアダプタ、10個入り
TA-8M6-10	8-32オス-M6オスネジアダプタ、10個入り
TA-8M4-10	8-32オス-M4オスネジアダプタ、10個入り
TA-M4M6-10	M4オス-M6オスネジアダプタ、10個入り
TA-M4Q20-10	M4オス-1/4-20オスネジアダプタ、10個入り
TA-M6Q20-10	M6オス-1/4-20オスネジアダプタ、10個入り
オス-メスネジアダプタ	
TR-8Q20-10	1/4-20オス-8-32メスネジアダプタ、10個入り
TR-M4M6-10	M6オス-M4メスネジアダプタ、10個入り
TR-M4Q20-10	1/4-20オス-M4メスネジアダプタ、10個入り
TR-8M6-10	M6オス-8-32メスネジアダプタ、10個入り
TR-E2E8-10	8-32オス-2-56メスネジアダプタ、10個入り
TR-M2M4-10	M4オス-M2メスネジアダプタ、10個入り
ネジアダプタセット	
SK-TA	ネジアダプタセット、インチ仕様
M-SK-TA	ネジアダプタセット、ミリ仕様
カウンターボアナットスレッドアダプター	
CN-E8-6	8-32、6個パック
CN-E8T-6	8-32 Thd、6個パック、1/4-20カウンターボア
CN-M4	M4カウンターボアナットスレッドアダプター、6個パック
CN-M4T-6	M4スレッド、6個パック
CN-M6-6	M6カウンターボア、6個パック
CN-Q20-6	1/4-20、6個パック




TAシリーズメス-オスネジアダプタ




TRシリーズのネジアダプタは、ここに示したU100-A2KなどのミラーマウントをSRシリーズマグネットロッドに装着するために最適です。

モデル	ネジのタイプ		寸法
	A	B	[in. (mm)]
オス-オスネジアダプタ			
TA-8Q20-10	8-32	1/4-20	0.25 (6.4)
TA-8M6-10	8-32	M6	0.25 (6.4)
TA-8M4-10	8-32	M4	0.21 (5.3)
TA-M4M6-10	M4	M6	0.25 (6.4)
TA-M4Q20-10	M4	1/4-20	0.25 (6.4)
TA-M6Q20-10	M6	1/4-20	0.21 (5.3)
オス-メスネジアダプタ			
TR-8Q20-10	1/4-20	8-32	-
TR-8M6-10	M6	8-32	-
TR-M4Q20-10	1/4-20	M4	-
TR-M4M6-10	M6	M4	-


TAシリーズネジアダプタの寸法



TRシリーズネジアダプタの寸法



CNシリーズネジアダプタの寸法



Counterbore Threaded Adaptor Nuts Model	Dimensions [in. (mm)]	Thread	Dimensions [in. (mm)]
CN-E8-6	0.27 (6.9)	8-32	0.16 (4.0)
CN-E8T-6	0.38 (9.5)	8-32	0.25 (6.4)
CN-Q20-6	0.38 (9.5)	1/4-20	0.25 (6.4)
CN-M4-6	0.27 (6.9)	M4	0.16 (4.0)
CN-M4T-6	0.38 (9.5)	M4	0.25 (6.4)
CN-M6-6	0.38 (9.5)	M6	0.25 (6.4)



CNシリーズカウンターボアナット