

組立式コンストラクションシステム

Modular Construction Bases



CR-1 (CR-1-M)


CC-1 (CC-1-M)

CB-2 (CB-2-M)

- 頑丈な光学系を素早く簡単に組み立てることが可能
- 1/4-20(M6)の取付け穴
- 実験用途向け

組立式コンストラクションベースは、3つのベーシック部品で構成されるシステムであり、種類はキューブ、レール、およびプレートで用途は無限です。

Model CC-1




コンストラクションプレート




CB-2 (CB-2-M)

CB-2 (M-CB-2)組立式コンストラクションプレートは分割してベースとしても利用できます。

Model CR-1



Model CB-2 (both pieces assembled)



CAD CADファイルについては、
弊社までお問合せください。

発注のご案内

モデル (ミリ仕様)	内容
CC-1 (CC-1-M)	キューブ 25.4 x 25.4 mm
CR-1 (CR-1-M)	レール 25.4 x 27 mm
CB-2 (CB-2-M)	プレート (2個) 63.5 x 88.9 mm

