


組立式ライザープレート

Modular Riser Plates



- 一定の高さで固定
- 0.125インチ刻みで任意の高さ調整

組立式ライザープレートは、コンポーネントの高さを一定に保ったままで光学テーブル面を持ち上げます。これらのプレートは、一辺3インチ(76.2 mm)又は4インチ(101.6 mm)で部品組み立てに十分な1/4-20(M6)ネジ穴があります。ライザープレートは、テーブル面に直接ボルトで留め、スタック又は角ブラケットとして組み立てられます。

発注のご案内

モデル (ミリ仕様)	サイズ[in. (mm)]	高さ[in. (mm)]
MRP3-0.125 (M-MRP3-0.125)	3 (76.2) x 3 (76.2)	0.125 (3.175)
MRP3-0.25 (M-MRP3-0.25)	3 (76.2) x 3 (76.2)	0.25 (6.35)
MRP3-0.5 (M-MRP3-0.5)	3 (76.2) x 3 (76.2)	0.5 (12.7)
MRP3-1 (M-MRP3-1)	3 (76.2) x 3 (76.2)	1.0 (25.4)
MRP4-0.125 (M-MRP4-0.125)	4 (101.6) x 4 (101.6)	0.125 (3.175)
MRP4-0.25 (M-MRP4-0.25)	4 (101.6) x 4 (101.6)	0.25 (6.35)
MRP4-0.5 (M-MRP4-0.5)	4 (101.6) x 4 (101.6)	0.5 (12.7)
MRP4-1 (M-MRP4-1)	4 (101.6) x 4 (101.6)	1.0 (25.4)




様々な厚みのプレートを積み上げて任意の高さの安定したマウントプラットフォームを作ります。




0.5インチ(12.7 mm)厚のプレートをボルトでつなぐことによって垂直なマウント表面を作ります。


Model MRP3-0.125



Model MRP3-0.25, -0.5, -1



Model MRP4-0.125



Model MRP4-0.25, -0.5, -1

