

ポストクランプ&アクセサリ

Post Clamps and Accessories



- ポスト2本をあらゆる角度に接続
- 直角固定または角度アジャストタイプ
- 標準および小型ポスト用

CA-1およびMCA-1の直角ポストクランプは、SPまたはMSPシリーズの2つのポストを相互に90°の角度になるようにマウントします。クランプネジは、指先に力をこめなくても素早く、かつしっかりとポストをマウントできます。

CA-2およびMCA-2の角度アジャスト式ポストクランプは、SPまたはMSPシリーズのポストを互いに対して任意の角度でマウントします。両方のポストは、ノブネジで同時に固定できます。

FC-1およびMFC-1のフィルタクランプは、光学フィルタや透明シートなどの薄い物を固定するのに便利で、ナイフエッジ用のかみそりの刃にも使用できます。1/4-20(M6)または8-32(M4)セットスクリューをデルリン製クランプに差し込んで、それぞれSPシリーズまたはMSPシリーズのポストの端に取り付けたりすることも可能です。

発注のご案内

モデル(ミリ仕様)	仕様
MCA-1 (M-MCA-1)	直角ポストクランプ、0.312インチのポスト用
MCA-2 (M-MCA-2)	角度アジャスト式ポストクランプ、0.312インチのポスト用
CA-1	直角ポストクランプ、0.5インチのポスト用
CA-2	角度アジャスト式ポストクランプ、0.5インチのポスト用
CA-T	インラインポストクランプ、0.5インチのポスト用
FC-1 (M-FC-1)	フィルタクランプ、0.5インチ(12.7mm)のポスト用
MFC-1 (M-MFC-1)	フィルタクランプ、0.31インチ(8.0mm)のポスト用
MPH-ST5	スプリング式ノブネジ、1/4-20ネジ穴




B-05A, M-VPH-3, M-SP-2, CA-2, M-SP-4, M-FC-1




CA-TはMPH-ST5バネ付きサムスクリューに改造され、別売となります。


Model CA-1




Model CA-2




Model FC-1



Model MCA-1



Model MCA-2





ネジのタイプ

モデル(ミリ仕様)	A
CA-1	1/4-20
CA-2	1/4-20
FC-1 (M-FC-1)	1/4-20 (M6)

Model CA-T

Model MFC-1



ネジのタイプ

モデル(ミリ仕様)	A
MCA-1 (M-MCA-1)	8-32 (M4)
MCA-2 (M-MCA-2)	8-32 (M4)
MFC-1 (M-MFC-1)	8-32 (M4)