


パワーメータキャリブレーションサービス

Optical Power Meter Calibration Services



Newportの全ての測定器は、ANSI/NCSL Z540-1-1994に準拠して校正され、本カタログの中に公開されている仕様に適合しております。1936-C/2936-Cシリーズ、1928-Cシリーズ、1918-C、1916-C、および842 PE等のNewportの新しく発売された全ての測定器には、レガシーパワーメータ同様、CALオプション付きで注文され、校正証明書、全校正データ(校正前および校正後)、校正を実施する際に使用された全設備のリスト、および次回校正日を特定した校正ステッカーが付属しています。再校正は、新しい装置の校正と同じプロセスで行い、同じ書面(上記を参照)が付属しています。この校正は、ディテクタ校正サービスとは関係なく実施されます。Newportでは、12か月ごとの再校正を推奨しています。

発注のご案内

再校正を注文する際には、弊社までお問い合わせください。



全てのメータには、適合証明書または校正証明書のどちらかが添付されます。

Newportの測定器を御使用頂いているお客様で、その再校正をご希望の場合、ご返送いただく前に、返送承認番号を取得する必要があります。