

1 インチペデスタルロッド

1 inch. Optical Pedestals



- NewFocus™ オリジナルデザイン
- 高安定かつリーズナブル
- 高さ0.5 in.から

仕様

モデル	タイプ	高さ [in. (mm)]	径 [in. (mm)]	材料	ネジタイプ
9951	ペデスタルロッド	0.5 (12.7)			
9957	ペデスタルロッド	0.75 (19.05)			
9952	ペデスタルロッド	1.0 (25.4)			
9953	ペデスタルロッド	1.5 (38.1)			
9954	ペデスタルロッド	2.0 (50.8)			8-32
9955	ペデスタルロッド	2.5 (63.5)			
9956	ペデスタルロッド	3.0 (76.2)			
9961	ペデスタルロッド	4.0 (101.6)			
9962	ペデスタルロッド	6.0 (152.4)			
9951-M	ペデスタルロッド	0.5 (12.7)	1.0 (25.4)	ステンレス	
9957-M	ペデスタルロッド	0.75 (19.05)			
9952-M	ペデスタルロッド	1.0 (25.4)			
9953-M	ペデスタルロッド	1.5 (38.1)			
9954-M	ペデスタルロッド	2.0 (50.8)			M4
9955-M	ペデスタルロッド	2.5 (63.5)			
9956-M	ペデスタルロッド	3.0 (76.2)			
9961-M	ペデスタルロッド	4.0 (101.6)			
9962-M	ペデスタルロッド	6.0 (152.4)			

Model 9970

