

# 0.5インチ ミニペDESTALポスト

## Miniature Optical Pedstal Pillars



- $\phi 12.7\text{mm}$  ステンレス製のコンパクトデザイン
- 光学テーブルに直接マウント
- 1/2 インチ光学系マウントに最適
- 既存のロッドクランプやアクセサリとの互換性
- マグネティックペDESTALベース・インチおよびミリ仕様

### 発注のご案内

モデル	詳細
SP-F	ミニペDESTALベースクランプフォーク, $\phi 12.7\text{mm}$ , M6 スロット
M-SP-0.5E	ミニペDESTAL延長, $\phi 12.7\text{mm}$ , H=12.7mm, M4 穴
M-SP-1.5Z	ミニペDESTAL, $\phi 12.7\text{mm}$ , H=38.1mm, M4 穴, マグネットベース
M-SP-1E	ミニペDESTAL延長, $\phi 12.7\text{mm}$ , H=25.4mm, M4 穴
M-SP-1Z	ミニペDESTAL, $\phi 12.7\text{mm}$ , H=25.4mm, M4 穴, マグネットベース
M-SP-2Z	ミニペDESTAL, $\phi 12.7\text{mm}$ , H=50.8mm, M4 穴, マグネットベース
M-SP-3Z	ミニペDESTAL, $\phi 12.7\text{mm}$ , H=76.2mm, M4 穴, マグネットベース
M-SP-4Z	ミニペDESTAL, $\phi 12.7\text{mm}$ , H=101.6mm, M4 穴, マグネットベース
M-SP-BZ	ミニペDESTALマグネットベース, $\phi 12.7\text{mm}$ , H=25.4mm, M6 穴
SP-0.031-S-10	ミニペDESTALスパーサ $\phi 12.7\text{mm}$ , 1/32in 厚, M4CLR, 10 個セット
SP-0.063-S-10	ミニペDESTALスパーサ $\phi 12.7\text{mm}$ , 1/16in 厚, M4CLR, 10 個セット
SP-0.125-S-10	ミニペDESTALスパーサ $\phi 12.7\text{mm}$ , 1/8in 厚, M4CLR, 10 個セット
SP-0.25-S-10	ミニペDESTALスパーサ $\phi 12.7\text{mm}$ , 1/4in 厚, M4CLR, 10 個セット

