

## PS シリーズ マグネティックペDESTALポスト Magnetic 1 inch Optical Pedestals



**MAGNETIC**

- マグネティックベースによる、卓越した安定性の実現とアライメントの効率化
- 高さ 12.7 mm から 101.6 mm
- PS-F クランプフォークの使用が可能
- φ25.4mm ステンレス製
- φ12.7mm (SP-Z シリーズ)、φ38.1mm (SR-Zシリーズ) も提供可能

### 発注のご案内

モデル	詳細
M-PS-0.5Z	マグネティックペDESTALポスト、25.4mm、H=12.7mm、M4 穴
M-PS-1Z	マグネティックペDESTALポスト、25.4mm、H=25.4mm、M4 穴
M-PS-1.5Z	マグネティックペDESTALポスト、25.4mm、H=38.1mm、M4 穴
M-PS-2Z	マグネティックペDESTALポスト、25.4mm、H=50.8mm、M4 穴
M-PS-2.5Z	マグネティックペDESTALポスト、25.4mm、H=63.5mm、M4 穴
M-PS-3Z	マグネティックペDESTALポスト、25.4mm、H=76.2mm、M4 穴
M-PS-4Z	マグネティックペDESTALポスト、25.4mm、H=101.6mm、M4 穴
PS-F	クランプフォーク



ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

ルーラシステム

メカニカルシヤッタ

アウセサリ

ベース&amp;ブラケット

ポスト&ロッド  
システムコンポーネント  
セット

フィルタマウント

実験キット  
アプリケーション