

シリンダリカルレンズホルダ

Cylindrical Lens Holders




- 回転調整が可能
- レンズ交換がスムーズ
- インチ、ミリ兼用

発注のご案内


| モデル | 内容 |
|-------|---|
| CYH-1 | 1 in. シリンダリカルレンズホルダ、0.25 - 0.50 in. 用、開口径0.75 in. |
| CYH-2 | 2 in. シリンダリカルレンズホルダ、0.75 - 1.0 in. 用、開口径1.78 in. |

Model CYH-1




| Model | Dimensions | |
|-------|-------------|-------------|
| | A Min | A Max |
| CYH-1 | 0.86 (21.8) | 1.03 (26.2) |

Model CYH-2



| Model | Dimensions | |
|-------|-------------|-------------|
| | A Min | A Max |
| CYH-2 | 1.51 (38.4) | 1.81 (46.0) |



レンズベースと溝付のキャップがレンズを所定の位置およびセンターに保持します。



CYHシリーズレンズホルダはLM1-RまたはLM2-Rレンズマウントに取付可能 (P315参照)



CYH-2は2.063-20ネジによってRSP-2T回転ステージに取付可能 (P322参照)