

ロータリーマウント

Rotary Mounts



- 両方向に無限に回転
- ロック機構付
- 取り外し可能な調整アーム

M2波長板、シート型偏光子、2個の回転ステージを組み合わせると、連続可変減衰器（バリエブルアッテネータ）を構築できます。このアッテネータは入力された直線偏光の偏光状態を保持できます。回転ステージをまとめてマウントすれば、さらに省スペースです。入射光がランダム偏光の場合は、偏光子を2個にします。

NewFocus™ 特許の回転マウントは、波長板や偏光子のマウントに最適です。

回転量360°、分解能0.1°で、バジニア縮尺付です。取り外し可能な調整用アームは、粗調整・微調整とも簡単に行えます。

レバーをステージから簡単に取り外せます。自動操作が必要な場合は、モータ駆動ローリーステージをご参照ください。

発注のご案内

モデル	9401-M
光学部品径	1 in. (25.4 mm)
回転	360°
分解能	0.1°

