


EQシリーズアングルブラケット

EQ Series Open Corner Angle Brackets



- 多軸ポジションナを構築可能
- ステージに直交するマウントプラットフォームを提供
- M-UMRとM-UTRステージに適合


EQシリーズのアングルブラケットを使用すると、2個以上の標準M-UMRまたはM-UTRシリーズポジションナから多軸ポジションナを組み立てることができます。

また、個々のポジションナにマウントブラケットを併用すれば、より柔軟な位置決め自由度を持つシステムをより少ないコンポーネント数で実現できます。コンポーネントやブラケットは目的やニーズの変化に合わせて構成を変えて再利用できますから、モジュール化された多軸システムは手持ちの装置を最大限に利用するという観点から非常に有効です。


発注のご案内

モデル	仕様
EQ50-E	EQ50外側ブラケット、UMR5系ステージ
EQ50-I	EQ50内側ブラケット、UMR 5系ステージ
EQ80-E	EQ80外側ブラケット、UMR 8. UTR 80系ステージ
EQ80-I	EQ80内側ブラケット、UMR 8. UTR 80系ステージ
M-EQ120-E	EQ120外側ブラケット、UMR 12. UTR 120系ステージ
M-EQ120-I	EQ120内側ブラケット、UMR 12. UTR 120系ステージ


Model EQ80-I




Model EQ80-E




Model EQ50-E




Model EQ50-I



Model EQ120-E



Model EQ120-I



3台のUMRステージとEQ50-Eブラケットから構成したXYZステージ。Z方向の内部移動可能。

ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

ルーラシステム

メカニカルシャッタ

アウセサリ

ベース&ブラケット

ポスト&ロッドシステム

コンポーネントセット

フィルタマウント

実験キット
アライナー
キット