

ステンレス鋼製光学機器取付けポストセット

Stainless Steel Optical Mounting Post Sets

[V] New Focus
A Newport Company



- ステンレス鋼製1/2インチ光学ポスト
- 5個入り
- 1/2インチ光学ポストホルダーに対応


ニューフォーカス社は、1.5、2、3、4、6インチのステンレス鋼製光学機器取付けポストを5種類の装置セットで提供します。標準バージョンは一端に8/32ネジ穴、もう一端に1/4-20のネジ穴を備えています。M4およびM6ネジを使うミリ仕様では、インチ仕様のモデルの末端に-Mが付きます。

光学ポストホルダーに対応

ステンレス鋼製光学ポストセットは、No Slip光学ポストホルダー、Cam-Lock光学ポストホルダー、VALUMAXモールド型複合光学ポストホルダー、低価格光学ポストホルダー、およびTranslating光学ポストホルダーと同様、1/2インチの光学ポストホルダーに対応しています。

発注のご案内

モデル	説明
9620	1/2インチステンレス鋼製光学ポストセット、1.5インチ、8-32、1/4-20、数量5
9620-M	12.7 mmステンレス鋼製光学ポストセット、38.1 mm、M4およびM6、数量5
9621	1/2インチステンレス鋼製光学ポストセット、2.0インチ、8-32、1/4-20、数量5
9621-M	12.7 mmステンレス鋼製光学ポストセット、50.8 mm、M4およびM6、数量5
9622	1/2インチステンレス鋼製光学ポストセット、3.0インチ、8-32、1/4-20、数量5
9622-M	12.7 mmステンレス鋼製光学ポストセット、76.2 mm、M4およびM6、数量5
9623	1/2インチステンレス鋼製光学ポストセット、4.0インチ、8-32、1/4-20、数量5
9623-M	12.7 mmステンレス鋼製光学ポストセット、101.6 mm、M4およびM6、数量5
9624	1/2インチステンレス鋼製光学ポストセット、6.0インチ、8-32、1/4-20、数量5
9624-M	12.7 mmステンレス鋼製光学ポストセット、150.2 mm、M4およびM6、数量5



当社のポストには、テコの効果が高めるためにクロスドリル加工された穴が設けられています。(ボールドライバーは付属していません。)