

# Optomechプライマーキット

## Optomech Primer Kits



Model OM-PK

- 当社の最も人気のある光学マウントとポストをセット化し、割引価格でご提供します
- 当社の最新製品をチェックし、研究室の新規プロジェクトにご活用してください
- 付属のラベルと保管キャビネットで整理できます

### M-OM-PKキット内容

個数	モデル	詳細
1	M1-CP	研究室標準CenterPoint™ミラーマウント、1インチ径、2台のノブアクチュエータ
1	M1-RA	M1サイドクランプ式ミラーマウント、1インチ径、2台のノブアクチュエータ
1	SN100C-F2K	Supremaクローズエッジ型ミラーマウント、1インチ径、2台のノブアクチュエータ、M4取付けネジ
1	U100-A2K-170N	Ultimaクリアエッジ型ミラーマウント、1インチ、(2)170-TPIノブアクチュエータ

  

数量	モデル	詳細
1	LH-1	固定レンズマウント、1インチ (25.4 mm) 径、1インチ軸高
1	AC-1A	汎用固定レンズマウント、5.0 - 46.2 mm径
1	LA1V-XY	XYコンパクトレンズ位置決め装置、1インチ径

  

数量	モデル	詳細
1	FH-1S	ドロップイン・フィルターホルダー、1インチ(25.4 mm)、円形または角形
1	VB-1	Vブロック、3インチ (76.2 mm) 長

  

数量	モデル	詳細
7	PS-F	スロットキャンピングフォーク、1インチ径光学ペDESTAL
1	M-PS-1E	光学ペDESTALポストエクステンション、25.4 mm、25.4 mm径、M4
3	M-PS-2	ステンレス鋼光学ペDESTAL、50.8 mm、25.4 mm径、M4
3	M-PS-3	ステンレス鋼光学ペDESTAL、76.2 mm、25.4 mm径、M4
1	BPH-2	多機能スロットベース光学ポストホルダー、2.0インチ高
3	SPH-2	スリム型1/2インチポストホルダー、2インチ(50.8 mm)高
2	M-PHB-25	オープンスロットベース、M6ネジ、0.64 mm厚
2	M-SP-2	光学機器取付け用ポスト、50.8 mm、12.7 mm径、ステンレス鋼、M4およびM6ネジ
2	C-05	標準型ポストカラー、0.5インチ径ポスト用
1	M-PS-A	ペDESTALアダプタ、4.8 mm高、31.8 mm径、M6ネジ
1	M-SP-4Z	101.6 mm Mini 光学ペDESTAL、12.7 mm径、M4ネジ、磁気ベース
1	SP-F	小型光学ペDESTALベースクランピングフォーク、0.5インチ、1/4-20(M6)スロット

  

数量	モデル	詳細
1	SW-OM	コンパクトスバナレンチ、6.35 - 50.8 mm径光学機器用
1	M-SK-M6A	黒色酸化ネジキット、M6、種別、数量261

## MM-PKキット内容

数量	モデル	詳細
1	M1	研究室標準ミラーマウント、1インチ径、2台のノブアクチュエータ
1	M1Q	研究室標準ミラーマウント、クリアエッジ型、1インチ径、2台のノブアクチュエータ
3	M1-CP	研究室標準CenterPoint™ミラーマウント、1インチ径、2台のノブアクチュエータ
3	SN100C-F2K	Supremaクローズエッジ型ミラーマウント、1インチ径、2台のノブアクチュエータ、M4取付けネジ
3	U100-A2K-170N	Ultimaクリアエッジ型ミラーマウント、1インチ、(2) 170-TPIノブアクチュエータ

## M-MP-PKキット内容

## 0.5インチ (12.7 mm) 径の取付けポスト

数量	モデル	詳細
2	M-SP-2Z	50.8 mm Mini 光学ベDESTAL、12.7 mm径、M4ネジ、磁気ベース
2	M-SP-3Z	76.2 mm Mini 光学ベDESTAL、12.7 mm径、M4ネジ、磁気ベース
4	SP-F	小型光学ベDESTALベースクランピングフォーク、0.5インチ、1/4-20(M6)スロット
4	M-VPH-3	No Slip光学ポストホルダー、76.2 mm、12.7 mm径ポスト、M6
8	M-PHB-25	オープンスロットベース、M6ネジ、0.64 mm厚
4	SPH-2	スリム型1/2インチポストホルダー、2インチ(50.8 mm)高
4	SPH-3	スリム型1/2インチポストホルダー、3インチ(76.2 mm)高

## 1インチ (25.4 mm) 径の取付けポスト

数量	モデル	詳細
2	M-PS-2Z	磁気ベDESTALポスト、50.8 mm高、25.4 mm径、M4
2	M-PS-3Z	磁気ベDESTALポスト、76.2 mm高、25.4 mm径、M4
2	PS-F	スロットクランピングフォーク、1インチ径光学ベDESTAL
2	M-PS-2E	光学ベDESTALポストエクステンション、50.8 mm、25.4 mm径、M4
2	M-PS-3E	光学ベDESTALポストエクステンション、76.2 mm、25.4 mm径、M4
2	Q-TMS-2	光学ベDESTALクランピングフォーク付ポストホルダー、2.0インチ高
2	Q-TMS-3	光学ベDESTALクランピングフォーク付ポストホルダー、3.0インチ高

## 1.5インチ (38.1 mm) 径の取付けポスト

数量	モデル	詳細
2	M-SR-2Z	磁気ベース光学ベDESTAL柱、50.8 mm、38.1 mm径、M6
2	M-SR-3Z	磁気ベース光学ベDESTAL柱、76.2 mm、38.1 mm径、M6
2	SR-F	ベDESTAL柱クランピングフォーク、1.5インチ径、1/4-20(M6)スロット

## 取付け用付属品

数量	モデル	詳細
2	M-PS-Q	光学ベDESTALキューブ、M4取付け穴
2	M-PS-AZ	磁気ベDESTALベースアダプタ、4.8 mm高、31.8 mm径、M6
2	PS-0.125	光学ベDESTALスペーサー、0.125インチ厚、1インチ径、8-32(M4)CLR
2	PS-0.25	光学ベDESTALスペーサー、0.250インチ厚、1インチ径、8-32(M4)CLR
1	SP-0.125-S-10	0.5インチ光学ベDESTALスペーサー、1/8インチ厚、8-32(M4)CLR、10個入り袋

## M-NF-PKキット内容

数量	モデル	詳細
1	9891-M	フリッパー型光学マウント、1インチ光学径、M4
2	9809NF	クラシック型コーナーミラーマウント、1インチ径、3台ノブアクチュエータ
2	9773	Valuセンターミラーマウント、1インチ径、2台のノブアクチュエータ
2	9832-M	固定式Opti-Clawマウント、0.1-2.0インチ径、M4
2	9897-M	Flip-Up™フィルターホルダー、25.4 mm径フィルター、M4
2	9602-M	Cam-Lockポストホルダー、76.2 mm高、12.7 mm内径、M6
2	9916-M	ベDESTALベースクランピングフォーク、M6取付けネジ、ショートスロット
2	9954-M	ステンレス鋼25.4 mm 光学ベDESTAL、50.8 mm高、M4

## M-PED-PKキット内容

## 0.5インチ (12.7 mm) 径のベDESTALポスト

数量	モデル	詳細
1	M-SP-2Z	50.8 mm Mini光学ベDESTAL、12.7 mm径、M4ネジ、磁気ベース
1	M-SP-3Z	76.2 mm Mini光学ベDESTAL、12.7 mm径、M4ネジ、磁気ベース
2	SP-F	小型光学ベDESTALベースクランピングフォーク、0.5インチ、1/4-20(M6)スロット

## 1インチ (25.4 mm) 径のベDESTALポスト

数量	モデル	詳細
3	M-PS-2	ステンレス鋼光学ベDESTAL、50.8 mm、25.4 mm径、M4
4	M-PS-3	ステンレス鋼光学ベDESTAL、76.2 mm、25.4 mm径、M4
2	M-PS-4	ステンレス鋼光学ベDESTAL、101.6 mm、25.4 mm径、M4
2	M-PS-1E	光学ベDESTALポストエクステンション、25.4 mm、25.4 mm径、M4
2	M-PS-2E	光学ベDESTALポストエクステンション、50.8 mm、25.4 mm径、M4
2	M-PS-3E	光学ベDESTALポストエクステンション、76.2 mm、25.4 mm径、M4
1	M-PS-0.5Z	磁気ベDESTALポスト、12.7 mm高、25.4 mm径、M4
1	M-PS-1.5Z	磁気ベDESTALポスト、38.1 mm高、25.4 mm径、M4
2	M-PS-2.5Z	磁気ベDESTALポスト、63.5 mm高、25.4 mm径、M4
7	PS-F	スロットクランピングフォーク、1インチ径光学ベDESTAL

## 1.5インチ (38.1 mm) 径のベDESTALポスト

数量	モデル	詳細
1	M-SR-2Z	磁気ベース光学ベDESTAL柱、50.8 mm、38.1 mm径、M6
1	M-SR-3Z	磁気ベース光学ベDESTAL柱、76.2 mm、38.1 mm径、M6
2	SR-F	ベDESTAL柱クランピングフォーク、1.5インチ径、1/4-20(M6)スロット

## 取付け用付属品

数量	モデル	詳細
2	M-PS-Q	光学ベDESTALキューブ、M4取付け穴
3	9916-M	ベDESTALベースクランピングフォーク、M6取付けネジ、ショートスロット
3	9909-M	ベDESTALベースクランピングフォーク、M6取付けネジ、ロングスロット
1	SP-KT	高精度光学ポスト/ベDESTALスペーサーキット
2	M-C-1P	C-クランプ、1インチ径光学ベDESTAL、M4ネジ

ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レーザシステム

メカニカルシヤッタ

アクセサリ

ベース&amp;ブラケット

ポスト&ロッド  
システムコンポーネント  
セット

フィルターマウント

実験キット  
アプリケーション  
キット